

Philips ProtectiveClean Airfloss Ultra



КК: Пайдаланушы
нұсқаулығының
қосымшасы

RU: Дополнение к
руководству
пользователя



www.philips.com/Sonicare

©2018 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



4235.021.7655.1 (11/2018)

PHILIPS
sonicare

ҚАЗАҚША

Нақты арқылы AirFloss Ultra сериясының жинақтағы Philips Sonicare тіс арасын тазартуға арналған электрлі құралының пайдаланушы нұсқаулығында және ProtectiveClean сериясының жинақтағы Philips Sonicare электрлі тіс ысқышының пайдаланушы нұсқаулығында құрал-саймандары, негізгі параметрлері және сипаттамалары, өндірілген елі келтірілген кестеде көрсетілген құрал үлгілерін (типтерін) пайдалану бойынша нұсқаулардың бар екенін хабарлаймыз.

Philips Sonicare Combo (AirFloss + ProtectiveClean электр тіс щеткасы)	HX8424/30	HX8424/32	HX8424/39	HX8424/47
Тістер аралықтарын тазалауға арналған Philips Sonicare AirFloss сабы	HX8340 (3,7VDC, 6W, литий-ионды, Румынияда жасалған)	HX8460 (3,7VDC, 6W, литий-ионды, Румынияда жасалған)	HX8350 (3,7VDC, 6W, литий-ионды, Мексикада жасалған)	HX8340 (3,7VDC, 6W, литий-ионды, Румынияда жасалған)
Philips Sonicare электр тіс щеткасының сабы	HX683P, (4,05VDC, 2W, литий-ионды, Қытайда жасалған) ☐	HX684B, (4,05VDC, 2W, литий-ионды, Қытайда жасалған) ☐	HX684J, (4,05VDC, 2W, литий-ионды, Қытайда жасалған) ☐	HX685T, (4,05VDC, 2W, литий-ионды, Қытайда жасалған) ☐
Тіс щеткасын пайдалану режимдері саны	2	3	3	3
Philips зарядтағышы	HX6100 (100-240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W, Қытайда жасалған)	HX6100 (100-240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W, Қытайда жасалған)	HX6100 (100-240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W, Қытайда жасалған)	HX6100 (100-240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W, Қытайда жасалған)
Philips Sonicare W2 Optimal White щетка басы				
Philips Sonicare Airfloss саптамасы				

Өндіруші: Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В., Туссендиенен 4, 9206 А.Д. Драхтен, Нидерланды
Ресей мен Кеден Одағы аумағына импорттаушы: ФИЛИПС ЖШС, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу к., Сергей Макеев көш., 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Тұрмыстық қолданысқа арналған

¹ AirFloss Ultra сериялы жинақтағы Philips Sonicare тіс арасын тазартуға арналған электрлі құралының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

² ProtectiveClean сериялы жинақтағы Philips Sonicare электрлі тіс ысқышының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

РУССКИЙ

Настоящим сообщаем, что руководство пользователя электрического прибора для чистки межзубных промежутков Philips Sonicare в комплекте серии AirFloss Ultra и руководство пользователя электрической зубной щетки Philips Sonicare в комплекте серии Protective Clean содержит инструкции по эксплуатации моделей (типов) приборов, указанных в таблице, в которой также приведены их принадлежности, основные параметры и характеристики, страны производства.

Электрическая зубная щетка и прибор для чистки межзубных промежутков Philips Sonicare в комплекте с принадлежностями	HX8424/30	HX8424/32	HX8424/39	HX8424/47
Ручка прибора для чистки межзубных промежутков Philips Sonicare	HX8340 (3,7VDC, 6W, Li-ion, сделано в Румынии)	HX8460 (3,7VDC, 6W, Li-ion, сделано в Румынии)	HX8350 (3,7VDC, 6W, Li-ion, сделано в Мексике)	HX8340 (3,7VDC, 6W, Li-ion, сделано в Румынии)
Ручка зубной щетки Philips Sonicare	HX683P, 4.05VDC, 2W, Li-ion, сделано в Китае) ☐	HX684B, 4.05VDC, 2W, Li-ion, сделано в Китае) ☐	HX684J, 4.05VDC, 2W, Li-ion, сделано в Китае) ☐	HX685T, 4.05VDC, 2W, Li-ion, сделано в Китае) ☐
Количество режимов работы зубной щетки	2	3	3	3
Зарядное устройство Philips	HX6100 (100 - 240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W сделано в Китае)	HX6100 (100 - 240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W сделано в Китае)	HX6100 (100 - 240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W сделано в Китае)	HX6100 (100 - 240V ~, 50-60Hz, 0,4-1,4W сделано в Китае)
Стандартная насадка W2 Optimal White				
Насадка AirFloss Ultra				

Изготовитель: Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В., Туссендиенен 4, 9206 А.Д. Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО ФИЛИПС, Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Для бытовых нужд

¹ смотри руководство пользователя электрического прибора для чистки межзубных промежутков Philips Sonicare в комплекте серии AirFloss Ultra.

² смотри руководство пользователя электрической зубной щетки Philips Sonicare в комплекте серии ProtectiveClean.