

Акупунктурные точки стоп и зоны их влияния посредством массажа (продолжение):



Рекомендации:

- Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединен прибор.
- Во избежание удара электрическим током, не подключайте массажер к сети мокрыми или влажными руками.
- Никогда не пытайтесь отключить массажер путем вытаскивания шнура из розетки без предварительного нажатия на кнопку включения/выключения прибора, поскольку подобные манипуляции могут вызвать неполадки в работе устройства.
- Во время использования массажера не накрывайте его одеялом, пледом или прочими вещами во избежание пожара или повреждения прибора.
- Если массажер имеет какие-либо повреждения, немедленно прекратите его эксплуатацию.
- Массажер необходимо использовать исключительно в помещении, однако запрещается использовать прибор в ванной комнате.
- Не помещайте на платформу массажера мокрые или влажные ноги.
- Запрещается вставать на платформу прибора.
- Не вставляйте во вращающиеся валики массажера посторонние предметы.
- Рекомендуемая длительность сеанса массажа не должна превышать 30 минут.
- Рекомендуется проводить массаж за 30 минут до приема пищи или же через час после, поскольку активный массаж ног может стимулировать выработку излишнего желудочного сока.
- Во время сеанса массажа рекомендуется избегать употребления каких-либо напитков.

Советы по уходу:

- Перед очищением массажера, отключите устройство от сети.
- Не используйте для очищения корпуса массажера жесткие металлические щетки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
- Рекомендуется протирать корпус массажера сухой хлопковой тряпкой.
- Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении. Не размещайте устройство на хранение в холодном помещении.
- Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей, источников открытого огня и разогретых поверхностей.



Внимание!

- Не используйте массажер при наличии у Вас следующих заболеваний или состояний: остеопороз, умственная отсталость, эпилепсия, заболевания сердца, нарушение кровообращения или плохая свертываемость крови, высокая температура или лихорадка, индивидуальная непереносимость материалов, из которых произведен массажер.
- Не используйте массажер во время беременности.
- Не рекомендуется использовать массажер, если у Вас имеются встроенные кардиостимуляторы, сердечные имплантаты или иные электронные аппараты, стимулирующие работу внутренних органов.

Характеристики:

- Мощность: 40 Вт.
 - Температура нагрева во время работы: от +10 °C до 40°C.
 - Работает от сети 220 В.
 - Среднее время работы автоматического режима: 15 мин.
 - Скорость: высокая, средняя, низкая.
- Материал: металл, пластик, текстиль.

Комплектация:

- Массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО».
- Инструкция по эксплуатации.

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК БЛАЖЕНСТВО

Инструкция по эксплуатации




Массаж, проводимый в домашних условиях с помощью массажера для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО», обеспечит улучшение Вашего самочувствия!

Принцип работы массажера «БЛАЖЕНСТВО» основан на том, что валики, встроенные в его платформу, воздействуют на биологически активные точки, находящиеся на стопе. Стимуляция данных точек позволяет улучшить кровообращение, снабдить внутренние органы необходимыми веществами, а проводимый прямо перед сном массаж снимает напряжение, помогает справиться со стрессами и бессонницей.

Преимущества:

- Сочетание современных технологий и традиционного массажа: при создании массажера «БЛАЖЕНСТВО» были соединены принципы точечного массажа, новейшие научные исследования и достижения в области электроники.
- Двойное воздействие: Массажер осуществляет воздействие сразу на обе стопы, что максимально расслабляет и одновременно приводит организм в тонус.
- Возможность подбора индивидуальной программы: Вы можете настроить массажер в зависимости от того, какой массаж желаете получить. А поскольку при создании массажера учитывалось строение человеческой стопы, то Вы будете ощущать максимальный комфорт во время его использования.
- Технологичность в домашних условиях: Массажер оснащен всеми параметрами современного технологичного оборудования для релаксации, и, в то же время, он специально предназначен для ежедневного использования в домашних условиях.

Система работы (функции кнопок):



Способ применения:

1. Подключите массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО» к сети.
2. Чтобы запустить работу массажера, нажмите кнопку включения/выключения прибора.
3. С помощью панели управления настройте необходимый режим работы массажера.
4. Поместите ступни на платформы массажера.
5. Массажер будет осуществлять работу в области пальцев ног, свода стоп, лодыжек. Во время массажа Вы можете плавно передвигать ноги на платформах, чтобы получать массаж именно в той области, с которой требуется снять напряжение.



Примечание: Каждый сеанс массажа автоматически запрограммирован на 15 минут.

6. После окончания сеанса массажа выключите массажер.



Примечание: Выключение массажера возможно осуществлять несколькими способами:

- a) запрограммированное отключение в автоматическом режиме происходит спустя пять минут после завершения сеанса массажа;
- в) временная приостановка работы массажера при нажатии на кнопку включения/выключения прибора; Если временная приостановка длится более десяти минут, то массажер отключается автоматически
- с) полное выключение массажера при нажатии и удерживании более пяти секунд кнопки включения/выключения прибора.

Акупунктурные точки стоп и зоны их влияния посредством массажа:

<p>Точки связанные с зоной головы Программа P2</p>	<p>Точки связанные с зоной плечевого пояса Программа P2</p>	<p>Точки связанные с зоной шейного отдела Программа P2</p>
<p>Точки связанные с зубами Программа P2</p>	<p>Точки связанные с нормализацией веса Программа P1</p>	<p>Точки связанные с выделительной системой организма Программа P4</p>
<p>Точки связанные с кровеносной системой Программа P1</p>	<p>Точки связанные с желудочно-кишечным трактом Программа P3</p>	<p>Точки, массаж которых способствует улучшению сна Программа P1</p>
<p>Точки, массаж которых способствует возвращению бодрости организму, снятию напряжения с мышц и улучшению циркуляции крови Программа P1</p>	<p>Точки, массаж которых способствует снятию напряжения с мышц стопы и отечности ног Программа P4</p>	<p>Точки, массаж которых способствует улучшению иммунитета и повышению сопротивляемости организма Программа P1</p>