

GÉZATONE

# miniLIFT

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР

m 809

ИОНОФОРЕЗ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ



## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЛЕГКИЙ, МИНИАТЮРНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ МАССАЖЕР GEZATONE m 809 СОЧЕТАЕТ ТРИ МЕТОДИКИ ДЛЯ ЛИФТИНГОВОГО МАССАЖА КОЖИ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. КОМБИНАЦИЯ ГАЛЬВАНИКИ, РОЛИКОВОГО МАССАЖА И ВИБРАЦИИ ПОМОГАЕТ ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ: ПОДТЯНУТЬ КОЖУ, РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНЫ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕЧНОСТИ И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ. С ПОМОЩЬЮ МАССАЖЕРА МОЖНО ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ» ЗОНЫ И ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ.



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ, МОРЩИНЫ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТЬ ПОД ГЛАЗАМИ, КРУГИ



ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



МОРЩИНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

## ФУНКЦИИ



### МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА m809 GEZATONE

ОБЪЕДИНЯЕТ СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ С ИОНОФОРЕЗОМ И ВИБРОМАССАЖЕМ.

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИАТЮРНЫЙ АППАРАТ «MINILIFT» ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МАССАЖА КОЖИ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ.

СУПЕР-КОМПАКТНЫЙ И НЕВЕСОМЫЙ РОЛЛЕР МАССАЖЕР ПРОРАБАТЫВАЕТ ДАЖЕ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ, ЕГО МАССАЖНЫЙ РОЛИК ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ И ПЛОТНО КОНТАКТИРУЕТ С КОЖЕЙ.

Артикул 1301130

# 3


## МЕТОДИКИ



ВИБРАЦИЯ /  
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ



РОЛИКОВЫЙ  
МАССАЖ

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



### ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ. УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ТОНИЗАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



### ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



### РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- СТИМУЛЯЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ЛИМФОТОКА, СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ЗАСТОЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СНИЖЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ, ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОРЩИН

Артикул 1301130

## ВИБРАЦИОННЫЙ И РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



**6000**

ВИБРАЦИЯ

КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

ВИБРОМАССАЖ И РОЛИКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ. УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ. КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

МАССАЖ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ И БОРЕТСЯ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СТРЕССА. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ.



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ  
МЕЛКИХ МОРЩИН



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ  
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВО-БРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА



УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

## ИОНОФОРЕЗ




ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.


ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ В СОЧЕТАНИИ С ДЕЙСТВИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПОМОГАЕТ УСКОРИТЬ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ, СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И ПОВЫШАЕТ ТОНУС КОЖИ, УМЕНЬШАЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.



УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ КОЖИ



УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ



ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ




ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА  
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА КОЖИ



УСКОРЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **ДВОЙНАЯ ВЫГОДА:** ПРИОБРЕТАЯ MINI LIFT, ВЫ ПОКУПАЕТЕ 2 МАССАЖЕРА: ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ГЛАЗ.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АППАРАТ УПРАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В СУМКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 5 МИНУТ.
- **КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ** ПРИБОРА И НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ МАССАЖНОГО РОЛИКА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ ЗОНЫ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ, ДАЖЕ САМЫЕ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

Артикул 1301130

2

ДВА МАССАЖЕРА  
В ОДНОМ



ДЛЯ ЛИЦА И  
ВОКРУГ ГЛАЗ



УПРАВЛЕНИЕ  
1 КНОПКОЙ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

3

3 МЕТОДА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ AA  
(в комплект не входит)



## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ  
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ  
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ  
АППАРАТНОЕ  
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР  
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО  
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ  
ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ  
ГЛАЗ.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ  
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,  
ПРОТРИТЕ КОЖУ  
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ  
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ  
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ  
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕДУР, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

## РЕЗУЛЬТАТЫ



СЕАНСЫ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МАССАЖА ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПОМОГАЮТ ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, УМЕНЬШАЮТ МОРЩИНЫ И БОРЮТСЯ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СТРЕССА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MINILIFT ПО 5 МИНУТ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДАРИТ ГЛАЗАМ ОТДЫХ, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, СПОСОБСТВУЕТ ЛИКВИДАЦИИ ЗАСТОЯ, УМЕНЬШЕНИЮ КРУГОВ И ПРИПУХЛОСТЕЙ.



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ КОЖИ



УВЛАЖНЕНИЕ И  
ПИТАНИЕ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ  
МОРЩИН И  
ТОНКИХ ЛИНИЙ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ПРИЗНАКОВ  
УСТАЛОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕКОВ И КРУГОВ  
ПОД ГЛАЗАМИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



ДЕТОКСИКАЦИЯ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ AA  
(в комплект не входит)

### КОМПЛЕКАЦИЯ

Прибор Gezatone, m809 -1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1  
Упаковочная коробка – 1

Артикул 1301130

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	1,5 В (от батареи AA, в комплект не входит)
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА	15 кГц
ДИАПАЗОН ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА	до 50 В, 30 мА
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	6000 колебаний / минута
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	1
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	134 x 19 x 19 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	37,4 грамма



**GÉZATONE**

