

# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S

APT. 1301231



**Аппарат для ультразвуковой  
чистки лица**

**УЗ ПИЛИНГ / ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ**



# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S

### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ПОВЫШЕННОЕ САЛОТДЕЛЕНИЕ



ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ  
И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, ПИГМЕНТАЦИЯ  
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



ВОСПАЛЕНИЯ  
ПЯТНА И РУБЦЫ ПОСТАКНЕ



АРТ. 1301231



СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ  
И ТОНУСА КОЖИ



РАСШИРЕННЫЕ  
ПОРЫ

# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S

### 3 ФУНКЦИИ

### ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
МИКРОМАССАЖ

ЛОПАТОЧКА  
ВЫПОЛНЕНА ИЗ  
МЕТАЛЛА  
ПОВЫШЕННОЙ  
ПРОЧНОСТИ, СТОЙКОГО  
К ОБРАЗОВАНИЮ  
МИКРОТРЕЩИН



# GÉZATONE



BIO SONIC 770S

## ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ



ПИТАНИЕ И  
УВЛАЖНЕНИЕ



ЛИФТИНГ И  
ТОНИЗАЦИЯ

- СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК: УЛЬТРАЗВУКА И МИКРОТОКОВ
- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** МЕТОДИК ДОКАЗАНА И ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
- **КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ: ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- АБСОЛЮТНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ





### CLEANSING / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ




- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

### MOISTURIZING / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ



- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

### LIFTING / РЕЖИМ ЛИФТИНГА



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ

ЭФФЕКТ РАЗРЫХЛЕНИЯ И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА ВОЗНИКАЕТ ЗА СЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ

УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С  
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ




ОЧИСТКА И ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ  
ПУЗЫРЬКОВ В ОЧИЩАЮЩЕМ  
КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

### РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА



УМЕНЬШЕНИЕ  
ДИАМЕТРА  
ПОР



УДАЛЕНИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



УСТРАНЕНИЕ  
КОМЕДОНОВ



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



ОЩУЩЕНИЕ  
КОМФОРТА


# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ и МИКРОМАССАЖ


УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ  
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,  
СПОСОБСТВУЕТ ИХ ГЛУБОКОМУ  
ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ  
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  
ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И  
ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
УСИЛИВАЮТСЯ И ОКАЗЫВАЮТСЯ  
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

### РЕЗУЛЬТАТЫ




УКРЕПЛЕНИЕ И  
ПОДТЯЖКА  
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ  
ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЯ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ  
ЗАСТОЯ И  
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ  
КОЖИ

# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S

### ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



АРТ. 1301231



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛОПАТОЧКА  
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

КОРПУС АППАРАТА

БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫБОР РЕЖИМА АППАРАТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО  
УСТРОЙСТВА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА: 24 кГц

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ:

не более 0.8 Вт/см<sup>2</sup>



# GÉZATONE



## BIO SONIC 770S




## РЕЗУЛЬТАТЫ




ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ  
КОЖИ



КОЖА  
УПРУГАЯ И  
ЭЛАСТИЧНАЯ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ




СОКРАЩЕНИЕ  
МОРЩИН



ПОВЫШЕНИЕ  
УВЛАЖНЕННОСТИ  
КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



УМЕНЬШЕНИЕ  
РУБЦОВ И  
ШРАМОВ



УСТРАНЕНИЕ  
ПРИЗНАКОВ  
УСТАЛОСТИ



КОРРЕКЦИЯ  
САЛОУДЕЛЕНИЯ  
СУЖЕНИЕ ПОР

# GÉZATONE

.....

## BIO SONIC 770S

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



# GÉZATONE

Bio Sonic 770S

