



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПОДТВЕРЖДЕНА  
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ**

**GÉZATONE**

# **ДАРСОНВАЛЬ**

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

**ВР-7000**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

## ПОКАЗАНИЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И КОСМЕТОЛОГИИ. АППАРАТ ДАРСОНВАЛЬ BP7000 GEZATONE МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ, ТАК И ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.



ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ, ПОСТАКНЕ,  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБЛЫСЕНИЯ,  
СЕБОРЕЯ, ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА И  
ОСЛАБЛЕНИЕ ВОЛОС



ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМЫ,  
НЕЙРОДЕРМИТЫ, КОЖНЫЙ ЗУД  
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ



ТУСКЛАЯ КОЖА СО СНИЖЕННЫМ  
ТОНУСОМ, МОРЩИНАМИ



ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ  
СОСУДОВ, ЦЕЛЛЮЛИТ  
(КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ)



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ,  
ГЕМАТОМЫ, УШИБЫ, РУБЦЫ

## МЕТОДИКА ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

МЕТОД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗДЕЙСТВИИ НА ТКАНИ ПЕРЕМЕННОГО ИМПУЛЬСНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ, ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И МАЛОЙ СИЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОДА-НАСАДКИ.



БАКТЕРИЦИДНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ




РЕГУЛЯЦИЯ  
САЛООТДЕЛЕНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
РОСТА ВОЛОС



ПРОТИВОЗУДНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ




СТИМУЛЯЦИЯ  
РЕГЕНЕРАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ  
МЕСТНОГО  
ИММУНИТЕТА



УСТРАНЕНИЕ  
ЗАСТОЙНЫХ  
ЯВЛЕНИЙ



ТОНИЗАЦИЯ  
КОЖИ

# МЕТОДИКА ДАРСУНВАЛИЗАЦИИ

ПРИ ДАРСУНВАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВА ВАРИАНТА ВОЗДЕЙСТВИЯ: КОНТАКТНЫЙ И ДИСТАНЦИОННЫЙ. КОНТАКТНЫЙ ВАРИАНТ- ВОЗДЕЙСТВИЕ ТИХИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ, ЭЛЕКТРОД НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ. ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ВАРИАНТЕ ВОЗНИКАЕТ ИСКРОВОЙ РАЗРЯД И ЭЛЕКТРОД НАХОДИТСЯ НА НЕБОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ.



## КОНТАКТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

### ТИХИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД

- ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСИЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА СОСУДОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА СТенок ВЕН
- УЛУЧШЕНИЕ ПРИТОКА АРТЕРИАЛЬНОЙ И ОТТОКА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ.
- ПОВЫШЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ, УЛУЧШЕНИЕ ИХ ПИТАНИЯ
- АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ
- ГИПОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

## ДИСТАНЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

### ИСКРОВОЙ РАЗРЯД

- ИСКРОВОМУ РАЗРЯДУ ПРИСУЩИ ВСЕ ЭФФЕКТЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ТИХОГО РАЗРЯДА
- ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ЭЛЕКТРОДА ОТ КОЖИ НА НЕБОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ.
- АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДАРСУНВАЛЯ УСИЛИВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ ОЗОНА.

ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНА  
ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОСПАЛЕННЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПОДТВЕРЖДЕНА  
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



1301290MG


- **BP7000 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА**, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, BP7000 МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДЛЯ БЫТОВЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.
- **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**: ПРИБОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО КРУГА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**: BP7000 МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБОИХ ПОЛОВ И РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.
- АППАРАТ **УДОБНО ДЕРЖАТЬ** В РУКЕ И ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
- ПРИБОРОМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО **15 МИНУТ**



УДОБНО ДЕРЖАТЬ  
В РУКЕ



5  
ЭЛЕКТРОДОВ



СЕАНС ДЛИТСЯ  
15 МИНУТ



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ



ПЛАВНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА



## ЭЛЕКТРОДЫ - НАСАДКИ

5

СТЕКЛЯННЫХ  
ЭЛЕКТРОДОВ – НАСАДОК  
В КОМПЛЕКТЕ

НАСАДКА – РАСЧЕСКА  
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
КОЖУ ГОЛОВЫ



ПРИ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С  
НАРУШЕНИЕМ РОСТА ВОЛОС,  
ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ И  
АКТИВИЗАЦИИ ЛУКОВИЦ.  
ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С  
ПРОБЛЕМОЙ СЕБОРЕИ

НАСАДКА –  
КАПЕЛЬКА



ДЛЯ КОНТАКТНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕБОЛЬШИЕ  
УЧАСТКИ КОЖИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  
«ПРИЖИГАНИЯ» ВОСПАЛЕННЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННО  
(ПРЫЩИКИ И ГЕРПЕС).

НАСАДКА-  
ЛЕПЕСТОК



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ  
ЛИЦА, ПРОВЕДЕНИЯ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР,  
ОБРАБОТКИ ПРОБЛЕМНОЙ  
КОЖИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕЛА.

Т-ОБРАЗНАЯ  
НАСАДКА



ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬШИЕ  
ПЛОЩАДИ, ОБРАБОТКУ ОБЛАСТИ  
ПЛЕЧ, РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ  
ПОВОНОЧНИКА, КОНЕЧНОСТЕЙ.

НАСАДКА –  
ГРИБОК



УНИВЕРСАЛЬНА. МОЖЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ  
ПРОЦЕДУР КАК ПО ЛИЦУ, ТАК И  
ПО ТЕЛУ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
КОНТАКТНОЙ МЕТОДИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЯТЬ ЭЛЕКТРОДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РАСШИРЯЮТ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ДЛЯ ТЕЛА, ГОЛОВЫ, ШЕИ И ЛИЦА.



### ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ДОСТАТОЧНО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ.  
ВЕСИТ 400 ГРАММ.

### УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И РУКОЯТЬ ПРИБОРА ПОМЕЩЕНЫ В ФУТЛЯР, КАЖДЫЙ В КОНТУРНУЮ ЯЧЕЙКУ, ПРЕДОХРАНЯЮЩУЮ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ.



### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОРПУС ПРИБОРА ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
ПРИЯТНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ.



### НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК

НАСОДКИ ПЛОТНО ВСТАВЛЯЮТСЯ В ГНЕЗДО, НЕ ШАТАЮТСЯ И НЕ КРУТЯТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.



## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



5 СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ



1301290MG



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ



ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА GEZATONE BP 7000 ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

### ЛИЦО

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС



4516072 – 120 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ И  
СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516503 – 120 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ  
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА



4516076 – 150 мл

### ЛИЦО

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК  
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С  
ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516501 - 120 мл

### ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
САХАРНЫЙ СКРАБ PHYTONIC



4516201 – 200 мл

# КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УХОДА



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КУРСАМИ НЕОБХОДИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ И УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ.

## ЛИЦО

СЫВОРОТКА - СЕБОКОРРЕКТОР  
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516508 – 30 мл

СЫВОРОТКА С  
МАТРИКСИЛОМ



4515477A – 150 мл

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ  
УПЛОТНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА



4516038 – 30 мл

## ЛИЦО

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ  
АНТИ-АКНЕ "STOP ACNE"



4506013KPRO – 3 мл x 5

ШЕЛКОВЫЕ  
МАСКИ



4501706K  
4501707K  
4501708K  
4501709K

## ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ  
PHYTOSONIC



4516207 – 200 мл

# КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

**KATIVA**

ПРИ АЛОПЕЦИИ, ПРОБЛЕМЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС, ПРИ СЕБОРЕЕ, ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОСАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДГОТОВКА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД.

## ПОДГОТОВКА

ШАМПУНЬ ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С  
БИОТИНОМ



65503155 – 250 мл

МАСКА "КОНТРОЛЬ"  
ПЕРЕД МЫТЬЕМ  
ШАМПУНЕМ  
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 200 мл

ШАМПУНЬ "КОНТРОЛЬ" ДЛЯ  
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890217 – 250 мл

## ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

ТОНИК ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С  
БИОТИНОМ



65503157 – 100 мл

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С  
БИОТИНОМ



65503160 – 12 ампул x 4 мл

МАСКА "КОНТРОЛЬ"  
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ  
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 250 мл

## РЕЗУЛЬТАТЫ\*




- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И ТОНУСА, СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН, ВОСПАЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И РЕЦИДИВОВ АКНЕ, СНИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ СЕБУМА, ЛИКВИДАЦИЯ ОТЕЧНОСТИ. УМЕНЬШЕНИЕ ЗУДА,.
- НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИ АЛОПЕЦИИ ДОСТИГАЕТСЯ В НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.
- УКРЕПЛЕНИЕ ВЕН И ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА, ТОНИЗАЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, СНЯТИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА, СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН, РАССАСЫВАНИЯ ГЕМАТОМ, РУБЦОВ.



СОКРАЩЕНИЕ  
ПОР



НОРМАЛИЗУЕТСЯ  
САЛОУТДЕЛЕНИЕ,  
УМЕНЬШАЕТСЯ БЛЕСК



СОКРАЩЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЙ,  
ЗУДА



УКРЕПЛЕНИЕ  
СОСУДОВ




СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН,  
ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ



АКТИВИЗАЦИЯ  
РОСТА ВОЛОС



УСКОРЕНИЕ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ  
ПРОЦЕДУР

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса и регулярного использования аппарата.*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- АРИТМИИ (МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ, ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ, ГРУППОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ), НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ, ПОНИЖЕННАЯ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
- КУПЕРОЗ И ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ГИРСУТИЗМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ТУБЕКУЛЁЗ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ОСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ)
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКОВ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПОДТВЕРЖДЕНА  
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ**



# 5



СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ –  
НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1301290MG

ВИД ВЫХОДНОГО СИГНАЛА	БЫСТРОЗАТУХАЮЩИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ПАЧЕК ИМПУЛЬСОВ	100 +/- 10 ГЦ
ЧАСТОТА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ	110 +/- 10 КГЦ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ	50 МКС
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА	НЕ БОЛЬШЕ 0,2 МА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НЕ БОЛЕЕ 60 КВ
НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220-230 В, 50 КГЦ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone BP 7000 - 1 шт.  
Стеклянные электроды – 5 шт.  
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



АППАРАТ УПАКОВАН В КОРОБКУ –  
ФУТЛЯР С КОНТУРНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>