

GÉZATONE

*3D моделирующий  
массаж*



## BIOLIFT iFace

МАСКА – МАССАЖЕР  
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

ВИБРО ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

EMS / МИОСТИМУЛЯЦИЯ



МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖНАЯ МАСКА **BIOLIFT IFACE** ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВСЕХ ПРИЗНАКОВ УВЯДАНИЯ КОЖИ ЛИЦА.  
РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРЕПЛЯЕТ ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ И РАЗГЛАЖИВАЕТ КОЖУ,  
АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ, СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



» ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ, МОРЩИНЫ НА  
ЛИЦЕ И В ОБЛАСТИ ГЛАЗ



» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ,  
ДРЯБЛОСТЬ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



» ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА,  
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ



» АТОНΙΑ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ  
НЕДОСТАТОК ОБЪЕМА В НЕКОТОРЫХ  
ЗОНАХ ЛИЦА



» НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, «УСТАЛОЕ»,  
ТУСКЛОЕ ЛИЦО



» ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА


## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

МАССАЖЕР ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ 2 МЕТОДИК: ЭМС И ВИБРОМАССАЖА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОТОРЫХ ДОКАЗАНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ.



УКРЕПЛЯЕТ ЛИЦЕВУЮ МУСКУЛАТУРУ,  
КОЖА ПОДТЯГИВАЕТСЯ И ЛИЦО  
ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ.  
НАРЯДУ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА, ЭМС  
СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН  
И УСТРАНЯЕТ «ПРОВИСАНИЕ» В ЗОНАХ  
ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ОБЪЕМА ТКАНЕЙ.  
МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ ЛИЦА, УЛУЧШАЕТ  
ЦВЕТ И ТОН КОЖИ.

EMS / ЭМС  
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ



ВИБРАЦИЯ 5000-10000 КОЛЕБАНИЙ В  
МИНУТУ ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, МЫШЦЫ,  
АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ,  
ЛИМФОДРЕНАЖ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.  
ПОМОГАЕТ ПОДТЯНУТЬ ОВАЛ ЛИЦА,  
УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ  
МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ  
РАЗГЛАЖИВАНИЮ МОРЩИН.

ВИБРАЦИОННЫЙ  
ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ



Арт. 1301246

- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ **ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ**
- МАСКА ПОВТОРЯЕТ КОНТУРЫ ЛИЦА И **ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ** К КОЖЕ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СИЛИКОНА
- **3 РЕЖИМА РАБОТЫ** ОКАЗЫВАЮТ ВСЕСТОРОННЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ ЛИЦА, КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КОРРЕКТИРУЮТ И УМЕНЬШАЮТ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ.
- УСИЛИВАЕТ **ЭФФЕКТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** / РЕКОМЕНДУЕТСЯ СПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТНЫЕ ГЕЛИ ИЛИ **НЕТКАНЫЕ МАСКИ**
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С КОМФОРТОМ НА ОТДЫХЕ И ДОМА

3

3 РЕЖИМА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



МЕДИЦИНСКИЙ  
СИЛИКОН

3


3 УРОВНЯ  
ВИБРАЦИИ



ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ КОЖИ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



360°

полный  
охват лица


- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 10 ТОЧЕК КРАСОТЫ: РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ПЛАСТИН НА МАСКЕ, ПО 5 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ РАСПОЛОЖЕНИЮ НА ЛИЦЕ «ТОЧЕК КРАСОТЫ»
- ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИМИТИРУЕТ АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА, СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН И ОТЁКОВ, ОКАЗЫВАЕТ ЛИФТИНГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 15 МИНУТ В ДЕНЬ И НЕ ОТВЛЕКАЕТ ОТ ОБЫЧНЫХ ДЕЛ.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ КУРСА.



УСИЛИВАЕТ  
ПРОНИКНОВЕНИЕ  
КОСМЕТИКИ



СТИМУЛЯЦИЯ  
10 «ТОЧЕК  
КРАСОТЫ»



ИМИТАЦИЯ  
АКУПУНКТУРНОГО  
МАССАЖА



ВРЕМЯ  
ПРОЦЕДУРЫ  
15 МИНУТ



«УМНЫЙ»  
ТАЙМЕР


Арт. 1301246

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

### MODE 1


СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ,  
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,  
ДРЕНАЖА.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ АКТИВОВ,  
УСИЛЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ.  
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА.

### MODE 2


РЕЛАКС: УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА  
МЫШЦ, СТИМУЛЯЦИЯ ТОЧЕК  
КРАСОТЫ, ИМИТАЦИЯ  
АКУПУНКТУРНОГО МАССАЖА.



РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА, СОКРАЩЕНИЕ  
МОРЩИН, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА  
ЛИЦА.

### MODE 3

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА  
КОЖУ И МЫШЦЫ.  
УКРЕПЛЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА  
МЫШЦ. ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ  
ДРЯБЛОСТИ, УКРЕПЛЕНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА.

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА




ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ

КОНТАКТНАЯ ПЛАСТИНА

СИЛИКОНОВАЯ МАСКА

ДИСПЛЕЙ



КОНТРОЛЛЕР

ЗАСТЕЖКА

МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КАБЕЛЬ

ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ  
МАКИЯЖА И  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ПРОМОКНУТЬ  
НАСУХО  
САЛФЕТКОЙ.

НАНЕСТИ НА ЛИЦО  
НЕТКАНУЮ /  
ТКАНЕВУЮ МАСКУ ИЛИ  
АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ.

ЗАКРЕПИТЬ IFACE НА  
ЛИЦЕ, ВЫБРАТЬ  
РЕЖИМ, ПРОВЕСТИ  
ПРОЦЕДУРУ.

НАНЕСТИ КРЕМ /  
СЫВОРОТКУ ПО  
ТИПУ КОЖИ.



МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## РЕЗУЛЬТАТЫ

«ЛИЦО СТАЛО  
ПОДТЯНУТЫМ»

83%

«КОЖА СТАЛА БОЛЕЕ  
УПРУГОЙ»

92%

КОЖА ПОДТЯНУТАЯ И В ТОНУСЕ  
ЦВЕТ ЛИЦА ЯРКИЙ, РОВНЫЙ ТОН КОЖИ

ПОМОЛОДЕВШЕЕ ЛИЦО  
ВЫГЛЯДИТ НАПОЛНЕННЫМ,  
ОТДОХНУВШИМ И СВЕЖИМ

СОКРАЩАЮТСЯ  
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,  
ВЫРАВНИВАЕТСЯ  
МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ



71%

«ВОССТАНОВИЛСЯ  
КОНТУР ЛИЦА»

96%

«УЛУЧШИЛСЯ ЦВЕТ  
ЛИЦА»

МОРЩИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ И  
СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

ОВАЛ ЛИЦА ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ  
КОНТУРЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ  
ОБЪЕМЫ В ЗОНАХ  
«ПРОВИСАНИЯ»

*\* Данные психометрических результатов в рамках испытаний на группе женщин в возрасте от 35 до 55 лет, которые использовали устройство в течение 12 недель по 15 минут в день, 7 дней в неделю.*

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ПРОТИВПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- СИНУСИТЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ

МАСКА – МАССАЖЕР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 1301246

МАТЕРИАЛЫ: СИЛИКОН + КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не  
входит): DC 5В, 0.5А-2А  
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ,  
3,7В, 450МА\*Ч  
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 5000-10000 КОЛЕБАНИЙ в минуту в  
зависимости от выбранного режима  
ПАРАМЕТРЫ EMS: пачки импульсов с амплитудой около 4  
В и интервалом 2 сек.  
РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 3 режима  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР: 15 минут  
РАЗМЕР КОНТРОЛЛЕРА: 49\*49\*13,5 мм  
РАЗМЕР МАСКИ: 29\*19 см  
ВЕС: 135 грамм



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ОКОЛО 2 часов



**GÉZATONE**

