

# GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  
m 915  
МАССАЖЕР ГУАША



ИОНОФОРЕЗ

МИКРОТОКИ

ВИБРОМАССАЖ

LED ТЕРАПИЯ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

GEZATONE ОБЪЕДИНИЛ АППАРАТНЫЕ ТЕХНИКИ И МАССАЖ ГУАША ДЛЯ ЛИЦА В МИНИАТЮРНОМ УСТРОЙСТВЕ – m915. С ПОМОЩЬЮ МАССАЖЕРА МОЖНО ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ» ЗОНЫ И КОРРЕКТИРОВАТЬ МОРЩИНЫ, МОДЕЛИРОВАТЬ ОВАЛ, СОКРАТИТЬ ОТЕКИ И ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ.

ТАКЖЕ, ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕННОГО САЛООТДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩАЯ ПОРЫ, УСТРАНЯЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТАКНЕ И СНИЖАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ.



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ, ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ КОЖИ, МОРЩИНЫ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

## ФУНКЦИИ



## 3 РЕЖИМА

СОЧЕТАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ МИКРОТОКОВ, ИОНОФОРЕЗ, ТРИ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ И СВЕТОТЕРАПИЮ, АППАРАТ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ КОЖИ В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ.

ПОМИМО СОКРАЩЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО УВЯДАНИЯ, МАССАЖЕР ПОЗВОЛЯЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕННОГО САЛОТДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩАЯ ПОРЫ.

Артикул 1301293



ВИБРАЦИЯ /  
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ  
МИКРОТОКИ



LED  
ТЕРАПИЯ

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



Артикул 1301293

ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ, МИКРОТОКОВ, ИОНОФЕРЕЗА И СВЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.



### ИОНОФЕРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



### ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.




### LED ТЕРАПИЯ

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА И РАЗДРАЖЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

## ВИБРОМАССАЖ


ТРИ ВИДА ВИБРАЦИИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРОМАССАЖА УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.



# 3

УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ  
МЕЛКИХ МОРЩИН




УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВО-БРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА




УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

## ИОНОФОРЕЗ


ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ (ИОНИЗИРОВАННЫХ) ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.



УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ КОЖИ




УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА  
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



УМЕНЬШЕНИЕ  
РАСШИРЕННЫХ ПОР



УСКОРЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ

## LED ТЕРАПИЯ

СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ПРОНИКАЮТ В КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ И ОКАЗЫВАЮТ МНОЖЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ. БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГИИ СВЕТА ПОВЫШАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ, УСИЛИВАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ ВЕЩЕСТВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.



### КРАСНЫЙ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ СВЕТ С ВЫСОКОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ.

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР

СВЕТОВАЯ ВОЛНА КРАСНОГО СПЕКТРА КОРРЕКТИРУЕТ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МОРЩИНЫ.

### ЗЕЛЕНый

ОКАЗЫВАЕТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УСПОКАИВАЕТ КОЖУ И СТИМУЛИРУЕТ МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ, СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН.

- АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
  - УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА

ВОЗВРАЩАЕТ КОМФОРТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕ, СНИЖАЕТ ЭРИТЕМУ, НОРМАЛИЗУЕТ СОСУДИСТЫЙ ТОНУС, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И ПАСТОЗНОСТЬ, УСИЛИВАЕТ ДРЕНАЖ.



### СИНИЙ

ОДИН ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ, ИЗВЕСТНЫЙ СВОИМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ, АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ И УСПОКАИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ.

- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗДРАЖЕННУЮ, ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ
- УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА

КУРСОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА СНИЖАЕТ ЧАСТОТУ РЕЦИДИВА АКНЕ ДО 75%.



## МАССАЖ ГУАША

КОНФИГУРАЦИЯ m915 ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ КИТАЙСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА ГУАША, ИЗВЕСТНОГО С ДАВНИХ ВРЕМЕН.



МАССАЖ ГУАША **СТИМУЛИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ**, ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, **УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ** ЛИМФЫ И ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАКОПЛЕННЫХ ТОКСИНОВ И **ОТЕЧНОСТИ**.

ТАКЖЕ, МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА **УСТРАНЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ**, ЧТО ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН, КОЖНЫХ ЗАЛОМОВ И СКЛАДОК. ПОМИМО ЭТОГО, ГУАША **ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ КОЖЕ ЛУЧШЕ УСВАИВАТЬ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.


Артикул 1301293



ЛИМФОДРЕНАЖ



ДЕТОКСИКАЦИЯ



ЛИФТИНГ



ТОНИЗАЦИЯ И  
СОКРАЩЕНИЕ ПОР



## 3 РЕЖИМА РАБОТЫ

ТРИ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА, ТРИ ЦВЕТА ФОТОТЕРАПИИ И ТРИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ПОЗВОЛЯТ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ РАЗНЫХ ТИПОВ.



Артикул 1301293

# 1



КОМБИНАЦИЯ КРАСНОГО СВЕТА, ИОНОФЕРЕЗА И ВЫСОКО-ЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ **10000** КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ, КОРРЕКЦИИ ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТА И МОРЩИНОК. БОРЕТСЯ С ТУСКЛЫМ ЦВЕТОМ И НЕРАВНОМЕРНЫМ ТОНОМ.

# 2



СОЧЕТАНИЕ ЗЕЛЕННОГО СВЕТА, ВИБРАЦИИ **9500** КОЛЕБАНИЙ И ИОНОФЕРЕЗА УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕТ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ МОРЩИН.

# 3



СИНИЙ СВЕТ В СОЮЗЕ С ИОНОФЕРЕЗОМ И ВИБРАЦИЕЙ **8000** КОЛЕБАНИЙ УСТРАНЯЕТ ВОСПАЛЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЕ, ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ОН СИМПАТИЧНЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ.** КОНФИГУРАЦИЯ МАССАЖЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ АППАРАТНЫЕ КУРСЫ КОРРЕКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕХНИКУ ГУАША.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В СУМКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 15 МИНУТ.
- ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ ЗАПОМИНАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- **ПРОСТОТА** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



Артикул 1301293

3

3 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



УПРАВЛЕНИЕ  
ОДНОЙ  
КНОПКОЙ

3

3 УРОВНЯ  
ВИБРОМАССАЖА



РАБОТАЕТ  
ОТ  
АККУМУЛЯТОРА

3

3 ЦВЕТА  
LED ТЕРАПИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ, ТРИ ЦВЕТА СВЕТОТЕРАПИИ И ТРИ ЧАСТОТЫ ВИБРОМАССАЖА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИКИ.



### ГЛАДКИЙ ЭЛЕКТРОД ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ

ПЛОТНО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ, ЛЕГКО СКОЛЬЗИТ, ПОВТОРЯЯ КОНТУРЫ И ИЗГИБЫ. КОНФИГУРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ МАССАЖА ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ.

### НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРЯДКИ

НАЛИЧИЕ АККУМУЛЯТОРА ИСКЛЮЧАЕТ НЕУДОБСТВА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВАМ НЕ НУЖНА ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА, ВЫ НЕ ЗАДЕВАЕТЕ ПРОВОДОМ ПО ЛИЦУ. АППАРАТ САМ НАПОМНИТ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЯДКА, МИГАЯ КРАСНЫМ СВЕТОМ.



### ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ПРИБОР ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, ОН **ВЕСИТ ВСЕГО 75 ГРАММ**, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА. ЛЕГКО ПОМЕЩАЕТСЯ В СУМОЧКЕ, ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС ПРОЦЕДУР.



### ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ПРОГРАММ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ



## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Артикул 1301293



USB ШНУР  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**75**  
ГРАММ



## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ  
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ  
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ  
АППАРАТНОЕ  
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И  
ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ.  
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО  
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ  
ЛИЦА И ШЕИ.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ  
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,  
ПРОТРИТЕ ЛИЦО  
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ  
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ  
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ  
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.




СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 ДО 20 ПРОЦЕДУР.

## РЕЗУЛЬТАТЫ\*



ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ M915, СОХРАНЯЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ. ПОДТЯГИВАЕТСЯ КОЖА, ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС И ПЛОТНОСТЬ, СОКРАЩАЕТСЯ ГЛУБИНА МОРЩИНОК. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КОЖА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ТОКСИНОВ, УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ СОКРАЩАЕТСЯ САЛЬНЫЙ БЛЕСК, СУЖАЮТСЯ ПОРЫ, СНИЖАЕТСЯ ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВ.



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
РАСШИРЕННЫХ  
ПОР



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ



УВЛАЖНЕНИЕ И  
ПИТАНИЕ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН И  
ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ



МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕКОВ И  
ДЕТОКСИКАЦИЯ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ  
АККУМУЛЯТОРА  
3 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 1301293

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5В, 1А
ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИЙ	8000-11000 колебаний/минуту
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	2 ЧАСА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ	-2. -4 В.
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	3
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ LED ТЕРАПИИ	3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	100x52x90 мм
РАЗМЕР В УПАКОВКЕ	185x138x60 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	75 грамм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, m915 -1 шт.

USB-кабель – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1





**GÉZATONE**

