

# GÉZATONE

---

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
АППАРАТ

BIO SONIC  
730



УЗ ПИЛИНГ


ФОНОФОРЕЗ

МИКРОМАССАЖ



### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


ПРИБОР GEZATONE BIO SONIC 730 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА, ФОНОРЕЗА И МИКРОМАССАЖА. ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ, УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



» НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ



» КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ



» ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА, ЖИРНАЯ, СМЕШАННАЯ КОЖА



» СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА




» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ




» НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, БЛЕДНОСТЬ, ПРИЗНАКИ СТРЕССА, «УСТАЛОЕ» ЛИЦО


### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ПИЛИНГ




УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ФОНОФОРЕЗ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
МИКРОМАССАЖ




арт. 1301248



### УЗ ПИЛИНГ

УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И  
РОГОВЫХ ЧЕШУЕК

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С  
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ



ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ  
ПУЗЫРЬКОВ В ОЧИЩАЮЩЕМ  
КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

ОЧИСТКА И ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ


### РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА



УМЕНЬШЕНИЕ  
ДИАМЕТРА  
ПОР




УДАЛЕНИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ




УСТРАНЕНИЕ  
КОМЕДОНОВ



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



ОЩУЩЕНИЕ  
КОМФОРТА

### УЗ ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ

УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ




КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УСИЛИВАЮТСЯ И ОКАЗЫВАЮТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ


### РЕЗУЛЬТАТЫ




ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ




КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ




УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЙ




ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



арт. 1301248



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ  
3 ЧАСА



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB B  
КОМПЛЕКТЕ

- АБСОЛЮТНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** НЕ УСТУПАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
- ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРОВОДИТСЯ **ДЛЯ КОЖИ ЛЮБЫХ ТИПОВ** И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС, **ВСЕГО 79 ГРАММ**, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ: УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ
- **ЭКОНОМИЯ** ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ **15 МИНУТ**
- РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ
- ПРИБОР **ПРОСТ** И КОМФОРТЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

1

1 РЕЖИМ  
УЛЬТРАЗВУКА



ЧАСТОТА  
25КГЦ

3

3  
ФУНКЦИИ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ



КОМПАКТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ЦЕНА



КОМФОРТНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДОМА

### ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЕС  
79 грамм



174 мм


арт. 1301248



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛОПАТОЧКА  
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

КОРПУС АППАРАТА

ИНДИКАТОР  
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ





## РЕЗУЛЬТАТЫ\*

- КОЖА ХОРОШО ОЧИЩЕНА, УПРУГАЯ И В ТОНУСЕ
- УМЕНЬШАЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ И ОТЕКИ
- УДАЛЯЮТСЯ КОМЕДОНЫ, ПОРЫ ХОРОШО ОЧИЩЕНЫ
- КОЖА БОЛЕЕ УВЛАЖНЕННАЯ
- ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ СВЕЖИМ И ОТДОХНУВШИМ, УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ И ТОН КОЖИ
- НОРМАЛИЗУЕТСЯ ВЫРАБОТКА КОЖНОГО САЛА
- СОКРАЩАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ЯРКОСТЬ ПИГМЕНТАЦИИ И ЗАСТОЙНЫХ ПЯТЕН

*\* При регулярном использовании прибора 1 -2 раза в неделю.*



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



**GEZATONE**

