

Вакуумный аппарат для чистки лица

Enchen

EB1001

Инструкция по эксплуатации

1. Обязательно внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием прибора и храните ее надлежащим образом.
2. Данный прибор предназначен для очистки кожи лица от черных точек. Используйте только для бытового применения.
2. Не погружайте прибор в воду. Избегайте попадания воды на прибор. Не используйте прибор во влажной среде.
3. Пожалуйста, перемещайте прибор во время использования. Не останавливайтесь на одном месте более 3 секунд, иначе на использованной части появится пятно красного или фиолетового цвета (покраснение и припухлость). Это нормальная реакция, которая пройдет самостоятельно через несколько дней.
4. Используйте или храните прибор при в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Технические характеристики

Питание: батарейки 2*AAA

Напряжение: 3 В

Мощность 2.5 Вт

Комплектность: основной прибор, две батарейки, инструкция по эксплуатации, три сменные насадки.

Инструкция по использованию

1. Убедитесь, что устройство не имеет внешних повреждений.
2. Установите нужную насадку на головку прибора.
3. Откройте нижнюю крышку прибора и правильно установите батарейки, идущие в комплекте.
4. Нажмите кнопку, чтобы прибор включился, после этого прибор перейдет в режим слабой силы засасывания. Для увеличения нажмите еще раз кнопку – прибор перейдет в режим средней силы засасывания, при следующем нажатии - режим сильной силы засасывания. При нажатии кнопки еще раз прибор переходит в режим слабой силы засасывания и цикл режимов повторяется.
5. Для выключения зажмите кнопку и держите несколько секунд.
6. По завершению работы достаньте батарейки из прибора.

Применение

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед применением. Настоятельно рекомендуется использовать устройство после принятия ванны.

1. [Тест]: перед использованием, пожалуйста, опробуйте устройство на тыльной стороне ладони, прежде чем применять его на лице, в противном случае вы можете легко получить травму из-за чрезмерной силы всасывания устройства.

2. [Расширение пор]: после принятия горячей ванны или после умывания наложите компресс из полотенца на 5 минут перед использованием прибора (если у вас дома есть жидкость для удаления черных точек или термораспылитель, вы можете использовать его в течение 10 минут для открытия пор)

3. [Всасывание]: выберите соответствующую насадку для удаления черных точек в зависимости от того, какой участок кожи вы хотите обработать. Например, насадка с большим круглым отверстием имеет большую мощность всасывания и подходит для носа. При его обработке нужно медленно двигаться сверху вниз. Будьте осторожны, не держите прибор все время в одном месте более 3 секунд. Если вы не перемещаете устройство, не только будет нелегко удалить черные точки, но и кожа в этом месте станет красной.

4. [Улучшение эффекта]: после удаления черных точек вы можете использовать специальные средства от черных точек для повторной очистки, чтобы полностью удалить оставшиеся черные точки.

5. [Сокращение пор кожи]: В конце процедуры используйте эссенцию, сокращающую поры, для их уменьшения. Используйте устройство 2-3 раза в неделю примерно по 2 минуты каждый раз. Не останавливайтесь на одном участке кожи более 3 секунд. Ее можно повторно обработать 3-5 раз.

Так как действие прибора индивидуально в зависимости от вашего типа кожи и способа его применения, в процессе использования возможно вдыхание распыленного спрея и другие последствия, что не является проблемой качества устройства!

Советы:

1. Перед использованием убедитесь, что вы проверили силу всасывания на тыльной стороне ладони и хорошо освоили использование этого устройства.

2. Никогда не мойте прибор под водой и не используйте его для всасывания жидкости!

3. Вытрите воду или другие жидкости с корпуса устройства перед использованием для предотвращения попадания их внутрь через выпускное отверстие на задней части корпуса машины, что может привести к повреждению прибора.

4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

5. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

6. Это устройство не подходит для участков после косметической хирургии, ринопластики и других областей, на которых проводились косметические операции.

Предупреждение: категорически запрещается заливать воду в прибор или мыть его непосредственно водой! В противном случае устройство будет повреждено из-за неправильного использования человеком, на которое гарантия не распространяется!

Сменные насадки

1. Насадка с большим круглым отверстием (высокая эффективность)

Участки для применения: неподатливые черные точки в области Т-зоны, большая сила

всасывания, необходимо перемещать устройство во время работы. С осторожностью применять на нежной или тонкой коже. Процедуру следует проводить один раз в неделю, примерно по одной минуте, в зависимости от состояния кожи.

2. Насадка с маленьким круглым отверстием (низкая эффективность)

Участки для применения: носовая борозда и другие части, которые не могут быть доступны головке с большим отверстием. Он используется для чувствительной, тонкой и чувствительной кожи и не подходит для использования на большой площади.

3. Овальная насадка (слабая эффективность)

Участки для применения: носовая борозда и морщинистые уголки глаз, рта и т. д., Обрабатывать следует путем повторных кратковременных «присасываний» к коже

Чистка

1. Выключите устройство и достаньте батарейки.
2. Снимите рабочие насадки и тщательно промойте их. Рекомендуется проводить дезинфекцию насадок, чтобы предотвратить попадание грязи в раскрытые поры. Перед повторным использованием убедитесь, что насадки полностью высохли.
3. Мягкой, слегка влажной тканью протрите корпус прибора. Перед повторным использованием убедитесь, что прибор полностью высох.

Устранение неисправностей

В случае, если мощность всасывания ослабла, попробуйте заменить батарейки на новые. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

При обнаружении других неисправностей, обратитесь в сервисный центр. Запрещено самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать прибор!

Утилизация



Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Изготовитель: Ameuda Technology Co.,Ltd., Room 2102, Comprehensive Building , Jiangjin Comprehensive Free Trade Zone, No.88, Maya Avenue, Luohuang Town, Jiangjin District, Chongqing, Китай. Сделано в Китае.

Импортер на территории Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г.Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203, info@neolink.by, evolution.by. тел. +375 (33) 300 13 14

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, тел. +375 (33) 300 13 14

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Дата изготовления: октябрь 2021 г.

Гарантийный талон

Дата продажи	
Стоимость	
Штамп продавца	

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are black and have a slightly irregular, blocky appearance.