



Массажер для тела беспроводной CleverCare Модель JF-MS22

Инструкция по эксплуатации

Предупреждения

1. Необходимо отключить питание от сети перед очисткой и уходом за массажером.
2. Следует немедленно прекратить использование и выключить массажер при выраженном запахе гари.
3. При подключении устройства к сети и работе с ним убедитесь в том, что ваши руки сухие.
4. Не используйте во влажном помещении, например, в ванной комнате.
5. Не очищайте при помощи спирта, бензина. С осторожностью применять эфирные масла.
6. Не используйте неисправный адаптер для подзарядки устройства.
7. Необходимо регулярно очищать от пыли как сам массажер, так и адаптер питания.
8. Не оставляйте массажер под прямыми солнечными лучами.
9. Не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, в случае поломки необходимо обратиться к специалисту.
10. Держите в недоступном для детей месте, использование несовершеннолетними возможно строго под наблюдением взрослых.
11. Не оставляйте устройство, подключенным к сети без присмотра.
12. С осторожностью использовать эфирные масла.
13. Не мочить в воде и не протирать мокрой тряпкой.



Характеристики

- Профессиональная модель с регулируемой силой воздействия.
- Комплект съемных насадок (6 шт.) под различные зоны и потребности.
- Эффективный массаж всех частей тела, снижение напряжения и боли.
- Применяется в борьбе с подкожным жиром.
- Емкая встроенная батарея обеспечивает длительную работу без подзарядки.



Технические характеристики

Модель: JF-MS22
Рабочее напряжение: DC8,4В/1А
Рабочая мощность: 20Вт
Частота вибрации: до 3200 раз/мин



Устройство



Рекомендации

- Подключите кабель питания к массажеру, затем подсоедините вилку к сетевому разъему. Нажмите кнопку включения, после чего вы сможете выбрать любой из 4 режимов и 3 скоростей.
- Проводите массаж регулярно, каждый день по 5-10 минут утром и вечером, в таком случае результат не заставит себя долго ждать.
- После окончания массажа выключите устройство, затем поставьте на подзарядку.

Чистка и уход

Следите за сохранностью зарядного кабеля, не допускайте механических воздействий и его запутывания, это может привести к его поломке.

Не допускайте попадания воды и любой другой жидкости внутрь устройства.

Для очистки массажера используйте сухую чистую тряпку, без моющих средств.



clevercare.ru



[clevercare](https://vk.com/clevercare)



[clevercare_beauty](https://t.me/clevercare_beauty)