



Руководство по эксплуатации

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП
И МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 2-В-1
ШИАЦУ С ПОДОГРЕВОМ
И ВИБРАЦИЕЙ

Модель: MGF-1005

Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение накидки на сидельные **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.



Комплектация:

- Массажер
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство

Технические характеристики:

Модель	MGPC-1005
Наименование	Массажер для стоп и массажная подушка 2-в-1 с подогревом и вибрацией
Ток	12 В/ 1.5 А
Вес	1,6 кг
Автоотключение	15 мин
Время непрерывной работы	1,5 ч

Составляющие части:

1. Съемная и моющаяся накладка для ног.
2. Зарядное устройство.
3. Пульт управления.
4. Дышащая сетка для ног или спины.
5. Противоскользящее дно

- Избегайте прямого контакта вашей кожи с массажером.
 - Устройство оснащено нагревательным устройством, поэтому имейте это в виду, если массажером будут пользоваться люди, нечувствительные к теплу.
 - Запрещается чистить массажер средствами с высоким содержанием бензина, разбавителя, спирта, отбеливателя или других агрессивных моющих средств, чтобы избежать изменения цвета, деформации, трещин.
 - Не садитесь на изделие и не кладите на него тяжелые предметы.
 - Не оставляйте массажер под солнцем на долгое время.
 - Запрещено пользоваться массажером беременным женщинам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
 - Чрезмерно длительное использование может вызвать боль.
 - Запрещается использовать массажер детям и людям с инвалидностью.
- Храните массажер в недоступном месте от детей.

- Запрещается наносить медицинский /косметический крем или эмульсию на ноги или сам массажер.
- Не используйте массажер, если повреждена кабель питания.
- Не используйте массажер, если есть повреждения на ногах.
- Не используйте массажер, если внутрь него попала вода.
- Выключите массажер, если чувствуете боль или дискомфорт, и обратитесь к врачу.

Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Онкологические заболевания.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Варикозное расширение вен.
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.



Меры предосторожности:

- Массажер боится влажной среды, поэтому не пользуйтесь им в ванне и душе. Не оставляйте в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте массажер под открытыми лучами солнца и в помещении с высокой температурой.
- Запрещается сидеть на массажере.
- Избегайте повреждения массажера острыми предметами;
- Запрещается перекручивать кабель питания;
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.
Перед очисткой отсоедините устройство от источника питания. При чистке не используйте щетки, коррозионные моющие средства, спирт.
Храните массажер в безопасном сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Если массажер не используется, накройте его пылезащитной тканью, чтобы предотвратить накопление пыли на устройстве.

Выключите устройство из сети, если:

- На устройство случайно попала вода;
- Чувствуете сильную боль во время массажа;
- Обнаружили любую неисправность во время работы устройства.

Проблема	Причина	Решение
Необычный запах	Заводской аромат пластика. Будет держаться достаточно долго	Оставьте массажер в месте, где много свежего воздуха на несколько дней. Не запаковывайте массажер, пока он проветривается, так запах быстрее исчезнет
Массажер шумит	Массажер шумит, когда вибрирует	Поставьте массажер на плоскую поверхность, чтобы он работал чуть тише
Массажер автоматически выключился	Массажер автоматически выключается спустя 15 минут бездействия	Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы заново включить массажер

После подключения к сети массажер перейдет в режим ожидания.



Кнопка включения/выключения

Как только вы подключите массажер к розетке, он перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку On/Off – и массажер включится. По умолчанию активируется массаж Шиацу, вибрация, подогрев и устанавливается таймер на 15 минут. Кнопка загорится зеленым цветом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы массажер снова перешел в режим ожидания.

Кнопка Mode (3 режима массажа)

Нажмите кнопку, чтобы активировать функцию Шиацу – включится режим 1 (индикатор горит постоянно). Нажмите еще раз, чтобы включить режим 2 и увеличить скорость массажа (индикатор медленно мигает). Нажмите еще раз, чтобы включить режим 3 и еще больше увеличить скорость массажа (индикатор быстро мигает). Нажмите снова – и функция Шиацу выключится.

Кнопка Vibration

Нажмите кнопку, чтобы включить вибромассаж – индикатор загорится. Нажмите еще раз – вибрация отключится, и индикатор погаснет.

Кнопка Heat

Нажмите кнопку, чтобы включить инфракрасный подогрев – индикатор загорится. Нажмите еще раз – подогрев отключится, и индикатор погаснет.

**! Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство.
• Он не заменяет лечение.**

Гарантия и поддержка клиентов: По вопросам, вопросам поддержки, поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу, который соответствует вашему региону.

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик в РБ: ООО «Форевер-Мобил» г. Минск ул. Кульман 9 пом.17
Гарантия 12 месяцев с момента покупки.
Срок службы 24 месяца.

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис» г. Минск Кульман 9,
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10
8 029 366-33-22 (Velcom),
8 033 366-33-22 (МТС)

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.



Устройство соответствует требованиям
техническому регламенту Таможенного Союза.



Made in China