



Руководство по эксплуатации

МАССАЖЕР ИМПУЛЬСНЫЙ
(МИОСТИМУЛЯТОР)
ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА

Модель: MGER-MH2017

Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение накидки на сидельные **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.



Комплектация:

- Массажер
- Батарейка
- Руководство пользователя
- Накладка на мышцы рук и ног

Технические характеристики:

Модель	MGER-MH2017
Наименование	Массажер импульсный (миостимулятор) для мышц живота
Напряжение	3 В
Вес	48 г
Размер	19.5 x 16.9 x 1.4 см
Питание	Батарейка CR2032 / 3В

Меры предосторожности:

Блок управления работает от батарейки CR2032 3В. Заряда хватает на 2-3 месяца работы при использовании 1 раз в день по 15 мин. Или на 10-20 ч непрерывной работы (в зависимости от интенсивности).

Запрещается использовать массажер:

- Людям с травмами или страдающим острым заболеванием.
- Людям после операции или хирургического вмешательства в течение последних 6 месяцев.
- Людям с кардиостимулятором или другим устройством жизнеобеспечения (например, искусственным легким или респиратором).
- Людям с высоким кровяным давлением.

Не используйте массажер при наличии противопоказаний:

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Нарушения сердечного ритма, наличие имплантированного электрокардиостимулятора.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует применять в пораженной области.

- Если массажер не контактирует с кожей в течение 20 секунд, он автоматически отключается.
- Рабочее напряжение на поверхности накладки – 3 В – безвредно для тела человека.

Составляющие части:

1. Световой индикатор (L1)
2. Световой индикатор (L2)
3. Световой индикатор (L3)
4. Световой индикатор (L4)
5. Кнопка ON/INC (нажмите, чтобы включить массажер, а затем нажмите еще раз, чтобы увеличить интенсивность массажа)
6. Отделение для батарейки
7. Кнопка PROGRAM (нажмите, чтобы выбрать один из режимов массажа)
8. Кнопка OFF/DEC (Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность массажа или выключить массажер)
9. Электроконтакты

Использование:

1. Очистите тело и разместите накладку в зоне брюшного пресса.
2. Нажмите кнопку On/Inc – массажер перейдет режим ожидания (загорится индикатор L1).
3. Нажмите кнопку On/Inc еще раз – включится режим массажа А с минимальной интенсивностью. Индикатор L1 начнет мигать. Продолжайте нажимать кнопку On/Inc, чтобы увеличить интенсивность массажа (регулируется от 1 до 10).
4. Нажмите кнопку Off/Dec, чтобы уменьшить интенсивность массажа. Когда уровень интенсивности достигнет 1, следующее нажатие переведет массажер в режим ожидания. Нажмите Off/Dec – и массажер выключится.
5. Нажмите кнопку Program, чтобы выбрать один из 4 запрограммированных режимов массажа. Выбранный режим отображается на одном из четырех LED-индикаторов.

- Варикозное расширение вен.
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.
- Период беременности.



Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Аллергия или склонность к аллергии.
- Чувствительная или поврежденная кожа.
- Проблемы и особенности кровообращения.
- Злокачественная опухоль.
- Лихорадка.

Особенности массажёра

- 6 режимов и 10 уровней интенсивности массажа.
- Светодиодный дисплей.
- Массажер автоматически отключается после 15 минут длительного использования.

	L1	L2	L3	L4
Режим массажа A постукивающий импульсный массаж (частота – 180 мс)	ВКЛ			
Режим массажа B вибрационный импульсный массаж (частота – 0,5 мс)		ВКЛ		
Режим массажа C чередование между режимами A (10-20 с) и B (10-40 с)	ВКЛ	ВКЛ		
Режим массажа D чередование между режимами A, B и C (по 10-40 с)			ВКЛ	
Режим массажа E чередование между режимами A, B и C (по 10-90 с)				ВКЛ
Режим массажа F вибрационный импульсный массаж (частота – 180 мс)			ВКЛ	ВКЛ

Интенсивность массажа в любом режим может быть увеличена с помощью кнопки On/Inc или уменьшена с помощью кнопки Off/Dec.

Выключите устройство из сети, если:

- На устройство случайно попала вода;
- Чувствуете сильную боль во время массажа;
- Обнаружили любую неисправность во время работы устройства.



- ! Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство.
- Он не заменяет лечение.

Гарантия и поддержка клиентов: По вопросам, вопросам поддержки, поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу, который соответствует вашему региону.

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик в РБ: ООО «Форевер-Мобил» г. Минск ул. Кульман 9 пом.17
Гарантия 12 месяцев с момента покупки.
Срок службы 24 месяца.

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис» г. Минск Кульман 9,
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10
8 029 366-33-22 (Velcom),
8 033 366-33-22 (МТС)

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.

EAC Устройство соответствует требованиям
техническому регламенту -Таможенного Союза.



Made in China