



Благодарим вас за выбор данного продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед первым использованием. Пожалуйста, обратите особое внимание на меры предосторожности при чтении и надлежащим образом храните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения.

Применение: проводить или оставить за собой право изменить дизайн продукта. В случае каких-либо изменений без предварительного уведомления цвет изделия должен соответствовать реальному объекту.

Содержание

1. Схема устройства и инструкции по эксплуатации.....	01
2. Способ использования.....	02
3. Безопасность использования.....	03
4. Функции и профилактика.....	04
5. Описание и технические характеристики.....	05
6. Устранение неполадок.....	06

Pro MS1

Схема устройства и инструкции по эксплуатации.

1. Подходит для массажа груди, ладоней, лодыжек, ступней, ног и мышц бедер.

2. Подходит для массажа вышущих частей шеи и плеч, рук, локтевых и запястных суставов.

3. Подходит для массажа глубоких тканей груди, таза и других частей тела.

4. Подходит для расслабления и формирования мышц мышц тела на чувствительных к стрессу участках.

Питание: Литий-ионный аккумулятор 2000mAh, 3.7V; Подсветка: 3000mAh, 3.7V; Зарядка: 3000mAh, 3.7V.

Pro MS1

Знакомство

1. Длительное нажатие кнопки питания (L) в течение 1,5 секунд для включения или выключения или короткое нажатие в течение 1 секунды для проверки уровня заряда батареи.

2. Запустите устройство и установите желаемую скорость. Максимальная скорость составляет 8. Нажмите кнопку включения (L), чтобы отрегулировать скорость от 1 - 8.

3. Если вам нужно увеличить силу, при нажатии на массажную головку устройство автоматически отрегулирует силу массажа в соответствии с интенсивностью использования.

Способ контроля и нагрева компрессора:

1.3. После включения нажмите кнопку нагрева в течение 1 секунды, чтобы начать нагрев компрессора (ON) или отключить (OFF).

2. Короткое нажатие кнопки остановки (RE) и обогрева (HE) отрегулирует температуру от низкой до высокой: 1-я передача синяя, 2-я передача зеленая, 3-я передача оранжевая, выкл. выбор цвета.

Использование массажной головки

1. Вставьте массажную головку в насадку.

2. Не включайте функцию охлаждения или обогрева при использовании массажной насадки.

Массажная головка

1. Массажная головка охлаждения и обогрева и основной корпус машины интегрированы в единое целое. Запрещается тянуть или вращать.

Зарядка:

1. Подсоедините кабель к споту для зарядки устройства. Индикаторы охлаждения и обогрева при слабом свете, указывая на правильность подключения и процесс зарядки.

2. Металлический индикатор скорости передачи показывает текущий заряд батареи.

3. Когда индикатор в скоростной устройстве показывает порты, это означает, что заряд аккумулятора завершен.

Совет: если на датчике заряда батареи отображается только два индикатора, пожалуйста, зарядите устройство.

Pro MS1

Эффект холодного компрессора: снижает температуру, уменьшает местные застойные явления, уменьшает боль, снимает и снижает температуру. Подходит при мышечных травмах, таких как шрипы, растяжение связок, ушиб.

Использовать на срок: 15 минут.

Эффект горячего компрессора: способствует местной циркуляции крови и тепла и уменьшает спазм. Подходит при ревматизме, артрите, боли в спине, мышцах, шее, фибромиалгии, боли и опухших травмах. Используйте на одном участке в течение 15 минут. Следует избегать использования холодного компрессора.

Горячий компрессор может вызвать раздражение кожи, вызвать зуд, боль, улучшить кровообращение и улучшить контрактуру, а также способствовать более быстрой восстановлению после травмы.

Массажный эффект: облегчает отек и мышечную высокую частоту вибрации. Эффект: этот прибор имеет функцию нагрева и нагрева, которая в глубоком слое фасции, быстро разрушает спазмы мышечной массы, образующие после травмы, расслабляет напряженные и ригидные мышечные ткани, предотвращает спазмы мышц, снимает боль и облегчает диапазон движений.

Этот продукт используется только в качестве средства физиотерапии и ухода за здоровьем, а не в качестве медицинского оборудования.

Матрица разравнивания в чрезвычайных ситуациях:

1. Если устройство имеет специфические зазоры, немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь починить самостоятельно.

2. Если волосы, волосы, ногти и другие предметы случайно попали в движущуюся часть, немедленно выключите и обратитесь в сервисный центр. Категорически запрещено работать с устройством без разблокировки.

3. Перед чистой кожей отключите устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попала на переключатель и клеммы. Если вода все же попала в устройство, оставьте устройство до полного высыхания или обратитесь в сервисный центр.

Пожелания:

- Устранение боли и спазмов мышц, растяжение связок и перенапряжение
- Снятие отека
- Устранение мышечных спазмов и выводов
- Улучшение подвижности суставов
- Устранение мышечной усталости

Противопоказания:

- Беременность
- Не использовать во время проведения реабилитационных процедур
- Не использовать прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.д.
- Не использовать устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.

Pro MS1

Эффект горячего компрессора: способствует местной циркуляции крови и тепла и уменьшает спазм. Подходит при ревматизме, артрите, боли в спине, мышцах, шее, фибромиалгии, боли и опухших травмах. Используйте на одном участке в течение 15 минут. Следует избегать использования холодного компрессора.

Горячий компрессор может вызвать раздражение кожи, вызвать зуд, боль, улучшить кровообращение и улучшить контрактуру, а также способствовать более быстрой восстановлению после травмы.

Массажный эффект: облегчает отек и мышечную высокую частоту вибрации. Эффект: этот прибор имеет функцию нагрева и нагрева, которая в глубоком слое фасции, быстро разрушает спазмы мышечной массы, образующие после травмы, расслабляет напряженные и ригидные мышечные ткани, предотвращает спазмы мышц, снимает боль и облегчает диапазон движений.

Этот продукт используется только в качестве средства физиотерапии и ухода за здоровьем, а не в качестве медицинского оборудования.

Матрица разравнивания в чрезвычайных ситуациях:

1. Если устройство имеет специфические зазоры, немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь починить самостоятельно.

2. Если волосы, волосы, ногти и другие предметы случайно попали в движущуюся часть, немедленно выключите и обратитесь в сервисный центр. Категорически запрещено работать с устройством без разблокировки.

3. Перед чистой кожей отключите устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попала на переключатель и клеммы. Если вода все же попала в устройство, оставьте устройство до полного высыхания или обратитесь в сервисный центр.

Пожелания:

- Устранение боли и спазмов мышц, растяжение связок и перенапряжение
- Снятие отека
- Устранение мышечных спазмов и выводов
- Улучшение подвижности суставов
- Устранение мышечной усталости

Противопоказания:

- Беременность
- Не использовать во время проведения реабилитационных процедур
- Не использовать прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.д.
- Не использовать устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.

Pro MS1

Устранение неполадок

- Протрите устройство слегка влажной салфеткой, а затем вытрите насухо мягкой тканью.
- Если вы не используете массажный, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью высохнуть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможно повреждение частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может повредить и его овердрайв.
- Для хранения или транспортировки зарядите аккумулятор и храните в оригинальной картонной коробке.

Модель	Pro MS1
Воздушный поток	Рабочий: 18345л/мин
Материал ABS-пластик	Аккумулятор: 7.4В 2000mAh
Воздушное сопротивление: 0.5 (D) 2A	Рабочий режим: 8
Мощность: 200W (max 270W)	Время зарядки: 2.5 ч
Рабочая среда: 0-40°C	Срок службы: 3
Исполнительный стандарт:	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Время работы:	Рабочий цикл
Резьба выходов: 2.3 ч	Резьба выходов: 15 мин
Резьба входной передачи: 2.3 ч	Резьба входной передачи: 15 мин
Резьба выходной передачи: 2.3 ч	Резьба выходной передачи: 15 мин

Значение температуры:

Резьба холодной передачи: первая передача (10°C), вторая передача (20°C), третья передача (40°C).

Резьба горячей передачи: первая передача (30°C), вторая передача (40°C), третья передача (45°C).

В зависимости от условий эксплуатации номинальное значение может отличаться на 4%.

Pro MS1

Если во время работы возникла неисправность, пожалуйста, проверьте решение по таблице. Если неисправность не может быть устранена или устройство потребовало ремонта, выведите изделие и обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Причина	Решение
Массажный пистолет не работает	Низкий уровень заряда	Зарядите устройство
	Температура окружающей среды ниже 40°C	Поместите устройство в теплую среду на некоторое время
Массажный пистолет не работает	Если устройство не включается после включения, убедитесь, что вы правильно подключили кабель	Найдите альтернативный аккумулятор
	Низкая сила массажа	Увеличьте силу массажа и используйте насадку в течение 1.5 сек и отпустите
Массажный пистолет не работает	Шнур 30-метровый не включается в розетку	Проверьте подключение
	Повреждена кабель 3V	Заменить кабель
Массажный пистолет не работает	Используйте 3V на соответствующий кабель, не используйте другие типы кабелей	Используйте только кабель 3V
	Температура окружающей среды превышает 40°C	Поместите устройство в прохладную среду на некоторое время
Устройство включается, но не функционирует	Низкий уровень заряда	Зарядите устройство
Массажный пистолет не работает	Максимальная температура использования	Следуйте руководству

Pro MS1

Схема устройства и инструкции по эксплуатации.

1. Подходит для массажа груди, ладоней, лодыжек, ступней, ног и мышц бедер.

2. Подходит для массажа вышущих частей шеи и плеч, рук, локтевых и запястных суставов.

3. Подходит для массажа глубоких тканей груди, таза и других частей тела.

4. Подходит для расслабления и формирования мышц мышц тела на чувствительных к стрессу участкам.

Питание: Литий-ионный аккумулятор 2000mAh, 3.7V; Подсветка: 3000mAh, 3.7V; Зарядка: 3000mAh, 3.7V.

Pro MS1

Знакомство

1. Длительное нажатие кнопки питания (L) в течение 1,5 секунд для включения или выключения или короткое нажатие в течение 1 секунды для проверки уровня заряда батареи.

2. Запустите устройство и установите желаемую скорость. Максимальная скорость составляет 8. Нажмите кнопку включения (L), чтобы отрегулировать скорость от 1 - 8.

3. Если вам нужно увеличить силу, при нажатии на массажную головку устройство автоматически отрегулирует силу массажа в соответствии с интенсивностью использования.

Способ контроля и нагрева компрессора:

1.3. После включения нажмите кнопку нагрева в течение 1 секунды, чтобы начать нагрев компрессора (ON) или отключить (OFF).

2. Короткое нажатие кнопки остановки (RE) и обогрева (HE) отрегулирует температуру от низкой до высокой: 1-я передача синяя, 2-я передача зеленая, 3-я передача оранжевая, выкл. выбор цвета.

Использование массажной головки

1. Вставьте массажную головку в насадку.

2. Не включайте функцию охлаждения или обогрева при использовании массажной насадки.

Массажная головка

1. Массажная головка охлаждения и обогрева и основной корпус машины интегрированы в единое целое. Запрещается тянуть или вращать.

Зарядка:

1. Подсоедините кабель к споту для зарядки устройства. Индикаторы охлаждения и обогрева при слабом свете, указывая на правильность подключения и процесс зарядки.

2. Металлический индикатор скорости передачи показывает текущий заряд батареи.

3. Когда индикатор в скоростной устройстве показывает порты, это означает, что заряд аккумулятора завершен.

Совет: если на датчике заряда батареи отображается только два индикатора, пожалуйста, зарядите устройство.

Pro MS1

Схема устройства и инструкции по эксплуатации.

1. Подходит для массажа груди, ладоней, лодыжек, ступней, ног и мышц бедер.

2. Подходит для массажа вышущих частей шеи и плеч, рук, локтевых и запястных суставов.

3. Подходит для массажа глубоких тканей груди, таза и других частей тела.

4. Подходит для расслабления и формирования мышц мышц тела на чувствительных к стрессу участкам.

Питание: Литий-ионный аккумулятор 2000mAh, 3.7V; Подсветка: 3000mAh, 3.7V; Зарядка: 3000mAh, 3.7V.

Pro MS1

Знакомство

1. Длительное нажатие кнопки питания (L) в течение 1,5 секунд для включения или выключения или короткое нажатие в течение 1 секунды для проверки уровня заряда батареи.

2. Запустите устройство и установите желаемую скорость. Максимальная скорость составляет 8. Нажмите кнопку включения (L), чтобы отрегулировать скорость от 1 - 8.

3. Если вам нужно увеличить силу, при нажатии на массажную головку устройство автоматически отрегулирует силу массажа в соответствии с интенсивностью использования.

Способ контроля и нагрева компрессора:

1.3. После включения нажмите кнопку нагрева в течение 1 секунды, чтобы начать нагрев компрессора (ON) или отключить (OFF).

2. Короткое нажатие кнопки остановки (RE) и обогрева (HE) отрегулирует температуру от низкой до высокой: 1-я передача синяя, 2-я передача зеленая, 3-я передача оранжевая, выкл. выбор цвета.

Использование массажной головки

1. Вставьте массажную головку в насадку.

2. Не включайте функцию охлаждения или обогрева при использовании массажной насадки.

Массажная головка

1. Массажная головка охлаждения и обогрева и основной корпус машины интегрированы в единое целое. Запрещается тянуть или вращать.

Зарядка:

1. Подсоедините кабель к споту для зарядки устройства. Индикаторы охлаждения и обогрева при слабом свете, указывая на правильность подключения и процесс зарядки.

2. Металлический индикатор скорости передачи показывает текущий заряд батареи.

3. Когда индикатор в скоростной устройстве показывает порты, это означает, что заряд аккумулятора завершен.

Совет: если на датчике заряда батареи отображается только два индикатора, пожалуйста, зарядите устройство.