

ilededa

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ: Аппарат компрессионный для шеи с подогревом.

ДАТА И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: 10.2021 г., Китай


МОДЕЛЬ: BM-FE4003, Ilededa

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/АРТ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАВЕЦ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____



ШТАМП ПРОДАВЦА

Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантии обращаться в сервисный центр:

Внимание! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной. Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействия, а также следов воздействия различных механических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

ОТМЕТКА О ГАРАНТИИ

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР



ilededa



КОМПРЕССИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ШЕИ С ПОДОГРЕВОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности

Для того, чтобы быть уверенными, что вы используете устройство корректно и безопасно, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией. В случае некорректного использования или если вы не следуете инструкции, производитель не несёт ответственность за последствия.

1. Не пользуйтесь устройством, когда вы находитесь за рулем
2. При использовании, пожалуйста, снимите украшения и предметы, которые могут помешать массажу.
3. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате и т.д.)
4. Храните устройство подальше от воды, открытого огня и избегайте водной коррозионной среды.
5. При использовании в специфических условиях, пожалуйста, соблюдайте, меры безопасности.
6. Не используйте устройство на участке тела, на котором вы недавно делали другой вид массажа.
7. Не используйте устройство, если на массажном участке тела вы ощущаете дискомфорт – кожные повреждения, покраснение, раздражение и застой крови.
8. Не используйте устройство, если в вашей истории болезни есть проблемы с сердцем, если вы испытываете острую боль, у вас кожные заболевания, злокачественная опухоль и другие заболевания.
- 9). Устройство нельзя пользоваться пациентам с таким заболеванием крови, как частые кровотечения, а также пациентам с остеопорозом, заболеванием мягких тканей и параличом.
- 10). Пожалуйста, не используйте устройство, если вы медленно передвигаетесь, испытываете физический или психологический дискомфорт или имеете задержки в умственном развитии. Если вы хотите использовать устройство, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.
11. Не рекомендуется к использованию женщинам в положении и женщинам во время менструации.
12. Использование детьми до 6 лет строго запрещено. Дети до 18 лет должны использовать устройство только под присмотром взрослых.
13. Для очистки устройства используйте спиртовую салфетку. Не используйте воду.
14. Устройство является домашним бытовым прибором. Прибор не относится к медицинским приборам и не может использоваться в коммерческих целях.
15. Пожалуйста, используйте только входящее в комплект зарядное устройство и соблюдайте правила безопасности при использовании электрических устройств.
16. Если при использовании произошли аномальные явления, сбои в сети, гроза и прочее - немедленно отключите устройство от сети. Не используйте устройство до исключения возникших явлений.
17. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
18. Устройство имеет функцию горячего нагрева, соответственно его поверхность может быть горячей. Примите это во внимание, если у вас есть проблемы с температурной чувствительностью.
19. Не используйте устройство во время повышенной температуры тела или простудных заболеваниях.

⚠ Предупреждение

Внимание! Поскольку данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, работа других медицинских и не медицинских приборов и беспроводной связи может перебиваться. Для него характерно создание электромагнитных помех в воздушной или кабельной среде. Конструкция данного изделия полностью соответствует стандартам ЭМС и предоставляет разумную защиту против таких помех.

Примечание:

Использование рядом с данным изделием таких устройств, как сотовые телефоны, приемопередатчики или приборы с дистанционным управлением, которые создают радиоволны, может создавать помехи в работе этого изделия. Выключайте данные устройства при их нахождении рядом с оборудованием.

При установке следите за тем, чтобы это оборудование располагалось как можно дальше от другого электронного оборудования.

Используйте только кабели, предоставленные производителем и их подключение должно производиться только квалифицированным техническим персоналом.

Используйте периферийные устройства, утверждённые для подключения к данному оборудованию. Избегайте использования неутвержденных устройств, так как это может снижать характеристики ЭМС оборудования.

Не пытайтесь модифицировать данное оборудование, внесение изменений изделия может привести к снижению характеристик ЭМС. Под изменениями подразумеваются модификации кабелей, несоблюдение правил установки иди размещение изделий, изменений его конфигурации и его компонентов, внесение изменений в установленные процедуры, работы с устройством или принадлежностями и т.д.

После проведения технического обслуживания, проверяйте фиксацию всех болтов. Плохо закрученные болты могут приводить к снижению характеристик ЭМС.

Меры по устранению проблем, связанных с ЭМС

Если выявлено, что данное оборудование создает помехи, то пользователь должен устранить проблему одним или несколькими методами, перечисленными ниже:

Располагайте другие устройства как можно дальше от данного оборудования для уменьшения создаваемых электромагнитных помех.

Для уменьшения электромагнитных помех можно отрегулировать положение оборудования и других устройств или угол между ними.

Электромагнитные помехи можно сократить путем изменения точки подключения кабелей питания/сигнальных кабелей устройств.

Для уменьшения электромагнитных помех можно так же изменить канал подачи питания на другие устройства.

⚠ Предупреждение

Подключение, соединение, замена и отключение любых кабелей, входящих в состав данного оборудования, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом.

Производитель не несет никакой ответственности за помехи, вызванные использованием не рекомендованного соединяющего кабеля, модификации или изменением оборудования без разрешения. Не санкционированное музеефикация или изменение оборудования может лишить пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Если следующее технически не запрещено, то все соединительные кабели, связанные с периферийным оборудованием, должны быть правильно экранированы и заземлены. В случае не правильного экранирования и заземления какого-нибудь кабеля, испытываемое оборудование может производить высокочастотные помехи.

Гарантии производителя

На изделие дается гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством произведенных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательство в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода. Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за изделием или несоблюдения инструкции. В случае возникновения неисправности при соблюдении требований по эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, производитель производит текущий ремонт или замену изделия или его частей. Техническое обслуживание изделия должен производить специалист.

Сведения об утилизации

Утилизация изделия должна осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010. Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – экологические безопасные отходы.

Изделие подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации так же подлежит вся упаковка, в том числе и транспортировочная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации упаковки.

Соответствие нормативным требованиям ЭМС

При правильной эксплуатации, оборудование соответствует международным и национальным законам и стандартами по электромагнитной совместимости (ЭМС). В этих законах и стандартах изложена дозировка электромагнитного излучения допустимая для эксплуатации оборудования и возможность оборудования противостоять помехам электромагнитного излучения извне. Подробнее вы всегда можете уточнить у сотрудников Iledea по электронной почте: iledea.toy@gmail.com.

Основные сведения

О частоте использования

Используйте устройство, когда вам необходимо. Рекомендуется контролировать время массажа – устройство можно использовать от 10 до 30 минут. Избыточное использование может привести к дискомфортным ощущениям, повреждениям шеи и кожного покрова. Поэтому при первом использовании, пожалуйста, проконтролируйте свои физические ощущения, ощущения в плечах, шее и на кожном покрове – если необходимо, сократите время использования устройства.

О размере устройства

Устройство подходит людям с обхватом шеи около 30-40 см

Об использовании

При использовании устройства, пожалуйста, облокотитесь на кресло и полностью расслабьтесь.

Пожалуйста, снимите такие украшения, как подвески, цепочки, наушники, серьги и другие предметы, мешающие устройству и процессу массажа.

Если вы чувствуете боль или дискомфорт в области шеи или плеч, пожалуйста, не используйте устройство и незамедлительно обратитесь к врачу.

После использования

Кожный покров шеи и области вокруг шеи некоторое время после массажа может иметь покраснения. Но через короткое время кожный покров приобретет обычный оттенок.

Другое

Во время использования устройство издает специфические звуки – это звуки вращения массажных головок. Также звук при нагнетании воздуха в подушку – это тоже характерный звук для данного устройства.

Сведения о сертификации

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно дополнительно запросить у производителя

Товар сертифицирован № ЕАЭС КГ 417/036.CN.02.00091

Срок действия – с 20.10.2021 по 19.10.2026 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг – ООО «Азиястандарт».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Подзарядка батареи

- Подсоедините USB-кабель к адаптеру
- Включите адаптер в розетку

Устройство издаст звуковой сигнал, и затем индикатор зарядки на панели управления начнет мигать. После окончания процесса зарядки, индикатор зарядки перестает мигать.

Время, необходимое для подзарядки батареи

- Чтобы полностью зарядить устройство, необходимо примерно 3,5 часа.
- Когда устройство полностью заряжено, используйте его в течение 10 минут каждый раз (режим 1 и режим 2).
- Когда индикатор заряда мигает красным цветом, пожалуйста, незамедлительно зарядите устройство.

Как надевать устройство на шею

1. Расстегните черную застежку устройства. Максимальный обхват шеи – 40 см.
2. Придерживайте устройство с двух сторон, закиньте его руками за голову и наденьте устройство на шею.

Панель управления может быть справа или слева в зависимости от того, какой стороной вы повернете устройство. По тактильным ощущениям вы можете определить различные кнопки устройства. И кнопка питания, и кнопка переключения режимов слегка утоплены в панели управления. Около кнопки питания есть небольшой выступ.

Хранение устройства

Если вы не использовали устройство более 3х месяцев, пожалуйста, распакуйте его, внимательно осмотрите его и поставьте устройство на зарядку, прежде чем использовать его.

Когда размещаете устройство для работы, избегайте ударов о землю, стены и крыши. Помещение, в котором вы храните устройство, должно иметь хорошую вентиляцию, на устройство не должны попадать прямые солнечные лучи.

Транспортировка

Упаковка устройства защищает его при авиа, железнодорожной транспортировке и транспортировке морем. При транспортировке избегайте неблагоприятных погодных условий (дождь, снег), брызг воды и ударов.

Проверка источника питания

Проверьте источник питания. Если напряжение источника питания превышает имеющийся диапазон, не используйте устройство.

Техническое обслуживание

Примите меры против влажных условий, грызунов и пыли. Протирать устройство нужно только, когда оно выключено. Устройство должно храниться в безопасном месте. Не ставьте тяжелые предметы на него. Ремонтировать устройство должны только профессионалы. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Правильное использование

Устройство нельзя использовать во время процесса зарядки. Когда процесс зарядки завершен, отключите устройство от сети. Используйте после того, как снимите адаптер.

1. Отсчет времени

Таймер устройства запрограммирован на 10 минут. Когда 10 минут заканчиваются, устройство автоматически выключается после трех коротких звуковых сигналов.

2. Функция включения / выключения питания

Долгим нажатием [Кнопка включения] (около 2 секунд) включите или выключите устройство.

Включение: устройство издаст единичный звуковой сигнал.

Выключение: устройство издаст три коротких звуковых сигнала.

3. Функция массажа

Устройство поддерживает два режима вращения массажных головок. Коротким нажатием на кнопку включения вы запускаете режимы, в то же время устройство издаст звуковой сигнал.

4. Функция нагнетания воздуха в массажную подушку

Устройство набирает воздух при его включении. После полного заполнения воздушной подушки, массажные головки начинают вращаться.

5. Светодиодная индикация

Индикация имеет два цвета. При нормальном функционировании горит зеленый цвет, при низком напряжении – горит красный цвет.

Когда идет процесс зарядки – всегда горит красный цвет; когда устройство заряжено – зеленый цвет.

6. Функция подогрева

Функция подогрева включается по умолчанию при включении устройства.

7. Инструкции для нагнетания воздуха и процесса выпуска воздуха

Устройство оснащено воздушным клапаном.

Выпустите воздух из устройства, нажимая на воздушный клапан.

Перед нагнетанием воздуха, пожалуйста, проверьте, открыт ли воздушный клапан.

При первом использовании или если у вас чувствительная кожа, пожалуйста, обратите внимание на ощущения в области шеи и на кожных покровах.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	5 Вт
Номинальное напряжение	5 В – 1 А
Емкость батареи	2200 мАч
USB-разъем	Micro-USB