

Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer Way K-03



Введение

Уважаемый клиент,
Мы рады, что вы выбрали эту массажную накидку для сиденья, прежде чем использовать устройство в первый раз, внимательно прочтите инструкцию и сохраните их для дальнейшего использования.
Если устройство передано другому человеку, инструкция также должна быть передана вместе с ним.

Безопасность
* Держите детей и животных подальше от упаковочной плёнки.
* Существует опасность удара!

* Устройство может использоваться только теми людьми, которые умеют обращаться с контроллером.
* Беременные женщины не должны пользоваться устройством или использовать его только после консультации со своим врачом. * Люди с кардиостимулятором могут использовать устройство только после консультации со своим врачом.
* Люди с проблемами кровообращения, не могут использоваться устройством.

* Не используйте устройство на припухлых или воспалённых участках кожи.
* Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
* Устройство не следует использовать, если оно повреждено. Опасность поражения электрическим током и пожара.
* Следите за тем, чтобы устройство не упало в воду и не намокло.
* При попадании жидкости в устройство немедленно выньте вилку из розетки. Перед повторным вводом устройства в эксплуатацию проверьте его в специализированной мастерской.
* Используйте и храните устройство только в закрытых помещениях. Не эксплуатируйте его на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.
* Убедитесь, что сетевой кабель не раздавлен, не согнут и не проложен по острым краям, а также не соприкасается с горячими поверхностями.
* В случае прозы выньте основной адаптер из розетки.

Эксплуатация

1. Поместите массажную подушку сиденья, на кресло автомобиля и натяните крепёжные резинки на спинку, чтобы массажная накидка не соскользнула.

2. Подсоедините основную кабель к адаптеру и вставьте основной штекер адаптера в легкодоступную розетку.

3. Сядьте на массажную накидку и откиньтесь на спинку.

4. Возьмите пульт управления в руку и нажмите кнопку "ПИТАНИЕ". Затем запустится программа автоматического массажа. Нажимая кнопки на пульте, вы можете настроить их по своему вкусу.

- 9 режимов массажа
- 8 режимов интенсивности

5. По истечении заданного времени устройство автоматически выключится. "ПИТАНИЕ".

6. Выньте вилку из розетки и отсоедините кабель от устройства

7. Дайте устройству остыть, прежде чем убирать его или чистить.

8. Сложите массажную накидку и положите все детали в упаковку.

Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Массажная накидка не включается	Проблемы с розеткой / гнездом прикуривателя / отсутствие подключения	Проверьте подключение
Массажные двигатели изменились	Длительное использование	Отключите устройство и через 30 мин повторите подключение
Массаж внезапно остановился	Длительное использование / включилась автоматическая защита	Отключите устройство и через 30 мин повторите подключение

Примечание: Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, обратитесь в сервисный центр

Предполагаемое использование

* Устройство предназначено для массажа спины, ягодиц и бедер и используется для расслабления.

Это не является заменой необходимого по медицинским показаниям лечения.

*Никогда не становитесь на устройство.

*Не используйте устройство перед сном. Массаж оказывает стимулирующее действие, которое может привести к проблемам со сном.

* Устройство предназначено только для личного использования и не предназначено для коммерческого применения.

* Гарантия не распространяется на следующее: все дефекты, вызванные неправильным обращением, повреждением или несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к нормальному износу.

Очистка и хранение

*Перед выполнением какой-либо очистки отключите устройство от основного источника питания

*Подушка массажного сиденья и все аксессуары не должны намокать.

*Не используйте для чистки устройства какие-либо едкие или абразивные чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Убедитесь, что устройство не подключено к электросети и остыло.
2. Чистите устройство только слегка влажной тканью.
3. При хранении не прижимайте части массажной накидки друг к другу слишком сильно и не применяйте силу. Она может быть повреждена.
4. Не наматывайте сетевой кабель на сетевой адаптер.
5. Храните устройство в соответствующей упаковке в сухом месте, защищённом от солнечного света и недоступном для детей.