

Руководство по эксплуатации Массажер электронный Calmer Luck K-25 для НОГ



Внимательно прочтите руководство перед началом эксплуатации данного массажера и сохраните её для дальнейшего использования.

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять устройство данного изделия без дополнительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ: AC110-240V 50 Гц,
МОЩНОСТЬ: 80 Вт,
НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: 15 МИНУТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Шнур питания и адаптер

- Проверьте, соответствует ли напряжение питания стандарту адаптера.
- Не отсоединяйте вилку переменного тока от электрической розетки резко.
- Не подключайте и не отсоединяйте вилку от электрической розетки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности аппарата.
- При отсоединении держитесь за вилку, а не за шнур. Не кладите шнур под массажер или какие-либо тяжёлые предметы.
- Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих поверхностей и предметов.
- Не наматывайте шнур питания на массажёр, так как это может повредить его и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте массажёр с повреждённым шнуром, обратитесь в сервисный центр для проверки или замены.
- Используйте адаптер, который соответствует техническим характеристикам для данного массажера.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Перед очисткой массажера, отключите его от сети.
2. Не используйте для очистки корпуса жёсткие металлические щётки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
3. Для очищения корпуса массажера протирайте его сухой хлопковой тряпкой .
4. Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, то рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении.
5. Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей , источников открытого огня и разогретых поверхностей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не используйте массажёр в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не используйте массажёр на мокром теле, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Массажёр для ног оказывает комплексное действие на стопы, расслабляет, снимает напряжение и избавляет от усталости. Благодаря воздействию на точки стопы, прибор улучшает общее состояние, активизирует обменные процессы, а также дарит ощущение внутреннего комфорта после использования.

Позволяет решить такие проблемы как: малоподвижный образ жизни и сидячая работа, повышенная статическая нагрузка на ноги, чувство тяжести и ломоты в ногах, стресс, усталость, профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ✦ Беременность
- ✦ Сахарный диабет
- ✦ Злокачественные образования
- ✦ Эпилепсия, тяжёлые неврологические заболевания
- ✦ Варикоз, склонность к тромбозам, повышенная свёртываемость, патологии крови
- ✦ Наличие медицинских искусственных частей в ногах: имплантатов или штифтов
- ✦ Нарушения артериального кровообращения
- ✦ Гипертоническая болезнь
- ✦ Туберкулёз
- ✦ При дисфункции суставов, (ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз)
- ✦ Электрокардиостимулятор
- ✦ Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III, прогрессирующий артериосклероз
- ✦ Заболевания почек и выделительной системы
- ✦ Алкогольное или наркотическое опьянение
- ✦ Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре, при обострении хронических воспалительных заболеваний .
- ✦ Не используйте массажёр при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые раны, шишки, грибковое поражение кожи ног)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ


- Не используйте массажёр ни для каких других целей, кроме массажа; это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте массажёр, если тканевый чехол порван или его части отсутствуют.
- Не позволяйте детям или лицам, не способным обращаться с оборудованием, пользоваться массажёром, храните массажёр в недоступном для детей месте.
- Не стойте и не садитесь на массажёр.
- Не вставляйте металлические предметы или легковоспламеняющиеся материалы в основной корпус.
- Не закрывайте массажёр во время использования. Это может привести к повышению температуры двигателя и последующей поломке или возгоранию.
- Не отключайте массажёр от сети во время работы. Это может привести к травмам.
- Не спите во время использования массажёра.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР В СЛУЧАЯХ:

- Если на массажёр случайно попала вода, это может привести к поражению электрическим током.
- Если во время массажа ощущается сильная или ненормальная боль, немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу.
- Если вы обнаружите какую-либо неисправность или любое другое ненормальное состояние во время работы, прекратите использование.
- В случае сбоя питания при неожиданном восстановлении питания могут возникнуть травмы.

ОСОБЕННОСТИ

1. Массажер специально разработан для одновременного массажа ступней, лодыжек и икр.
2. 4 части разминания в одном устройстве массируют ступни, лодыжки и икры.
3. Гибкое разминание создаёт впечатление профессионального массажа.
4. Сильное разминающее действие проникает глубоко в мышцы ваших стоп, лодыжек и икр.
5. Узлы давления, расположенные под вашими ступнями, стимулируют рефлексорные точки на подошвах ваших ног.
6. Личные предпочтения- 3 программы разминающего массажа.
7. Синергетическое сочетание разминания и вибрации обеспечивает максимально расслабляющий и восстанавливающий эффект массажа, одновременно достигая полезного рефлексотерапевтического и облагораживающего эффекта.
8. Стратегически расположенные кнопки на панели переключателей позволяют легко управлять процессом массажа.
9. Функция автоматического отключения активируется после использования массажера в течение 15 минут.
10. Пара съёмных тканевых чехлов (на молнии) для удобства чистки и поддержания надлежащей гигиены.
11. Можно ускорить циркуляцию крови после использования функции подогрева в соответствии с вашими потребностями.



Инструкция по эксплуатации панели управления

1. кнопка включения
2. световая индикация
3. кнопка подогрева
4. индикатор нагрева
5. индикатор скорости массажа ног
6. индикатор скорости массажа ног

Чтобы активировать функцию разминания

1. Поместите нижнюю часть ног в прорези, обтянутые тканью.
2. Нажмите кнопку для икр, и режим по умолчанию будет равен 1, нажмите ее еще раз или дважды, и режим переключится на 2 или 3, разные режимы разминания для каждого уровня.
3. Нажмите ножную кнопку, и режим по умолчанию будет равен 1, нажмите ее еще раз или дважды, и режим переключится на 2 или 3, разные режимы замешивания для каждого уровня.
4. Нажмите кнопку нагрева, чтобы запустить функцию подогрева.