


Руководство по эксплуатации Массажный воротник Calmer Ease MS-30



● Технические параметры

Название продукта: Массажный воротник

Входное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 3,7 Вт

Безопасная конструкция

Автоматическое определение времени: около 15 минут

Часто задаваемые вопросы

№	Проблема	Возможная причина	Решение
1	Легкий шум или скрип во время работы	Трение между массажными шариками и тканевой набивкой	Устранение проблемы не требуется
2	Массажер не включается	Активация защиты от перегрева	Отключите и дайте массажеру остыть в течение 30 минут
		Не достаточно заряда	Зарядите устройство
		Нажатие кнопки выключено	Убедитесь, что кнопка выключения

Примечание: Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, обратитесь в сервисный центр

Спасибо, что вы выбрали наш продукт. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности и наслаждайтесь своим новым массажером. Сохраните руководство после прочтения.

Меры безопасности

1. Не применяйте изделие в случае, если у Вас гиперчувствительная кожа.
2. Не размещайте массажёр на хранение в холодном помещении.
3. Во время использования массажера не накрывайте его одеялом, пледом и прочими вещами во избежание пожара или повреждении устройства.
4. Используйте массажёр в сухом закрытом помещении.
5. Не используйте массажёр в ванной комнате, в душе.
6. Не вставляйте во вращающиеся головки массажера посторонние предметы.
7. Если массажёр имеет какие-либо повреждения, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
8. Немедленно прекратите использование массажера при ощущении дискомфорта.
9. Не используйте и не храните массажёр под прямыми солнечными лучами.
10. Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой.
11. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство как игрушку.
12. Во время массажа не касайтесь массажными головками ран и шрамов.
13. Не подключайте и не отсоединяйте USB-кабель для зарядки мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или несчастным случаям.
14. При отсоединении USB-кабеля для зарядки от основного корпуса не тяните за кабель, а возьмитесь за штекер кабеля и вытащите его, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
15. Не поднимайте и не переносите устройство за кабель.
16. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:




- ◆ Беременность
- ◆ Сахарный диабет
- ◆ Злокачественные образования
- ◆ Эпилепсия, тяжелые неврологические заболевания
- ◆ Нарушения артериального кровообращения
- ◆ Гипертоническая болезнь
- ◆ Туберкулез
- ◆ Электрокардиостимулятор
- ◆ Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III, прогрессирующий артериосклероз
- ◆ Заболевания почек и выделительной системы
- ◆ Алкогольное или наркотическое опьянение
- ◆ Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре, при обострении хронических воспалительных заболеваний .

Эксплуатация

1. Нажмите кнопку "Питание" в течение 2 секунд для начала работы устройства.
2. Нажмите клавишу "Mode", переключите режим: массаж вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки.
3. В режиме разминающего массажа, можно подключить режим управления нагревательной лампой.
4. Чтобы прекратить использование, нажмите кнопку питания в течение 2 секунд.
5. Массажёр питается от встроенной литиевой батареи. Если мощность вот-вот будет израсходована, своевременно зарядите массажёр и используйте его снова.
6. При зарядке, используйте зарядное устройство, соответствующее данному изделию.
7. Во время зарядки напряжение может быть нестабильным, и использование продуктов во время зарядки запрещено.
8. Зарядка занимает около 2 часов. Отключите блок питания, когда он будет полностью заряжен.

В комплекте:

массажный воротник, зарядный кабель, руководство



Нажмите и разблокируйте замок



Удерживайте нажатой и отрегулируйте

Защита изделия

1. Пожалуйста, используйте предоставленный нами зарядный шнур или стандартный шнур для зарядки данного изделия и обращайтесь внимание на безопасность электроснабжения.
2. Храните изделие вдали от источников воды, огня и агрессивных сред.

Важная информация по технике безопасности

* Частота использования

1. Используйте по мере необходимости, не более 15 минут.
2. При чрезмерном использовании может вызвать физический дискомфорт и травму кожи.
3. При первом использовании необходимо следить за физическим состоянием и изменениями кожи и стараться сократить время использования.

* Перед использованием

1. Примите удобную позу и полностью расслабьте своё тело.
2. Немедленно прекратите использование массажера и обратитесь к врачу, если почувствуете какую-либо боль или дискомфорт.

* После использования

Это нормально, что массируемая область может покраснеть и стать горячей, но при этом чувствовать себя комфортно после длительного массажа.

Рекомендации по утилизации

Данное изделие не подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Запрещается выбрасывать массажёр и элементы питания (при их наличии) в окружающую среду.

В целях защиты окружающей среды изделие подлежит утилизации по истечении срока службы в соответствии с действующим законодательством РБ. Источники питания так же требуют утилизации, для чего необходимо обращаться в специализированные организации, занимающиеся вывозом и утилизацией таких отходов.

