

5. На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 – естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 – действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- После каждого использования протирайте и очищайте прибор мягкой влажной тканью. При загрязнении можно смочить ткань в мягком моющем средстве, не допуская использование для очистки спиртосодержащих жидкостей и химических веществ, таких как бензин и растворитель. Это может привести к повреждению устройства. После очистки протрите прибор насухо.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
 Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:
 Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Массажер для тела беспроводной «SMART» с 5 насадками

Артикул KZ 1428
 Материал: ABS-пластик.
 Цвет продукта: чёрный.
 Размер: 16х13,4х8,5 см.
 Аккумулятор: 1200 мАч.
 Напряжение: 7,4 В.
 Напряжение зарядки: 5 В
 Зарядный кабель: USB-Турк-С, 8,4 В/1 А.
 Скорость вращения: 1800–3200 об/мин.
 Панель управления: кнопочный/сенсорный экран.
 Комплектация: массажер, насадки – 5 шт., USB зарядка – 1 шт., инструкция.




Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
 Гарантийный срок: 1 год.
 Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Служба заботы о клиентах



05

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
 Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
 Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.il
Импортер на территории РФ:
 ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики Беларусь:
 ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтанжиков, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай
Изготовитель:
 Джецзянь Нью Вижн Импортер энд Экспорт Кампания Лимитед, Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX».
 Рег. №1419183
 Израиль - Рег. №204012
 Россия - Рег. №444287, №683532



KZ 1176
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО ДРИМ



KZ 1429
МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
для ИКР и ПРЕДПЛЕЧИЙ БЕСПРОВОДНОЙ



KZ 1422
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
DAY JOY

KZ 0573
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА С ПОДОГРЕВОМ
И РАЗМИНАЮЩИМ МАССАЖЕМ
ШИАЦУ



ВИБРАЦИОННЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
SMART

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 KZ 1428

BRADEXRUSSIA
BRADEXMOSCOW



Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию. Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружилось неисправности или повреждения, не используйте прибор и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор.
2. Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
3. Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
4. Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
5. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым.
6. Не эксплуатируйте массажер, если на его корпус попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости на корпус, удалите ее мягкой сухой тканью.
7. Никогда не беритесь за USB-кабель для зарядки массажера мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
8. Не используйте массажер вблизи с источниками тепла.
9. Не помещайте на устройство посторонние предметы.
10. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.
11. Не ударяйте и не роняйте массажер.
12. Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 15 минут. Делайте 15 минутные перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:
- гипертоническая болезнь;
 - острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов);
 - нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;
 - онкологические заболевания;
 - диабет;
 - сердечно-сосудистые заболевания;
 - заболевания позвоночника;
 - недавно перенесенные травмы или операции;



ВИДЫ СМЕННЫХ НАСАДОК

В комплекте с массажером идут 5 сменных насадок разных форм и назначений. Установите необходимую насадку на массажную головку, сверху закройте до упора фиксирующую насадку-сетку (для деликатного взаимодействия с кожей и защиты от попадания волосков в щель) и проверните ее в пол-оборота до щелчка. Для снятия открутите фиксирующую насадку-сетку и снимите массажную насадку с прибора. При необходимости установите другую.

01

- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- инфекционные заболевания;
- беременность;
- менструация.

Не применяйте массажер для прямого массажа головы, по позвоночнику, передней части шеи, в области половых органов, почек, тыльной стороны стопы и кисти, в области щитовидной железы и крупных лимфатических узлов. При наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

Товар не является медицинским изделием. О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

ОПИСАНИЕ:

Комплектация: массажер, насадки – 5 шт., USB зарядка – 1 шт., инструкция.

	Деликатная (мягкая) насадка. Используется для мягкого расслабляющего массажа чувствительных зон, особенно в области бедер, ягодиц, стоп, ладоней.
	Волновая насадка. Массаж акупунктурных точек и расслабляющий массаж. Идеально подходит для массажа зоны шеи и плеч, внутренней поверхности бедра и рук.
	Точечная насадка. Разминающий массаж, стимулирует подкожно-жировую клетчатку. Оказывает тонизирующее воздействие на проблемные участки тела. Выравнивает и уменьшает проявления целлюлита.
	Шариковая насадка для глубокого стимулирующего воздействия на акупунктурные точки. Усиленное стимулирование кровоснабжения и лимфотока. Подходит для воздействия на глубокие ткани, подошвенные акупунктурные точки, такие как меридианные суставы и т.д.
	Плоская насадка. Декомпрессионный массаж, массаж для поднятия кожи, массаж живота. Общий расслабляющий массаж и разогрев всего тела.

Можно менять рекомендованное назначение и зоны воздействия каждой насадки, учитывая личные предпочтения и ощущения.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ⓞ Включение/выключение прибора/Выбор уровня скорости
 Для выбора желаемой скорости воздействия нажимайте на кнопку необходимое количество раз. Выбранный уровень будет отражаться на световом индикаторе.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Массажер эффективно воздействует на подкожные жировые отложения. Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок.
1. Выберите необходимую массажную насадку и закройте ее на массажере.
 2. Займите комфортное положение – стоя, сидя или лежа.
 3. Включите прибор, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.
 4. Выберите режим скорости, повторно нажимая на кнопку ON/OFF. Каждое нажатие увеличивает интенсивность на один уровень. В массажере предусмотрено 6 уровней интенсивности.
 5. Приложите массажер к проблемной зоне.
 6. Начинать водить массажером по массажным линиям с небольшим давлением.
 7. После завершения процедуры выключите массажер, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.


РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

1. Внутренняя и внешняя поверхность бедер
2. Внутренняя и внешняя поверхность рук
3. Спина
4. Ягодицы
5. Задняя поверхность шеи и плечевой отдел
6. Голени
7. Стопы

Для достижения наилучшего эффекта массажа, аккуратно приложите массажную насадку к массируемому участку тела. Начинайте с легкого воздействия на выбранную область, постепенно увеличивая степень давления в зависимости от личных ощущений и пожеланий. Перемещайте массажер по проблемным участкам деликатными круговыми движениями, двигаясь по направлению массажных линий.


Не забывайте о том, что правильная техника массажа может принести ощутимую пользу вашему здоровью и самочувствию.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА:



- Массируемый участок тела должен быть максимально расслаблен.
- Начинать массаж стоит с более крупных участков тела, далее последовательно перемещаясь к меньшим участкам.
- Сильные движения осуществляются от боковых поверхностей тела к центру.
- Руки необходимо массировать по направлению от кистей к локтевым суставам, далее поднимаясь к плечевым суставам.
- Ноги массируют также снизу вверх, от стоп к коленям, от колен к ягодицам.
- Шейный отдел массируют от головы к спине.
- Живот массируется по направлению движения часовой стрелки. Лучше всего начинать массаж с самой большой поверхности тела – со спины. Круговыми и продольными движениями направляясь сверху вниз массировать 5-6 минут, особое внимание уделяя проработке области грудного отдела, не затрагивая сам позвоночник.

02



Рекомендуемая длительность массажа на каждом участке тела не должна превышать 6-7 минут, а общая продолжительность массажа не более 15-20 минут.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ СПИНЫ:

1. Начните с подготовки области массажа. Выберите комфортную позу, лучше всего лежа на боку или на животе.
2. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начинайте массаж начиная с кистей, далее продвигаясь вверх через локтевой сустав к плечевому.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области рук в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Используйте различные техники массажа при помощи вибромассажера. Это могут быть круговые движения, движения по направлению массажных линий. Массажеру изначально более деликатно, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Важно уделить особое внимание тем участкам спины, которые часто накапливают напряжение и болезненные ощущения, например, плечи, лопатки и поясница.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. Перед завершением массажа снизьте скорость воздействия и остановите вибромассажер.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА:

1. Массаж шейного отдела и плечевого пояса лучше всего проводить сидя на стуле или на другой удобной поверхности.
2. Расслабьте шею и плечи. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа этой зоны.
3. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
4. Начинайте массаж с верхней части шеи, начиная от основания черепа и двигаясь вниз по шейному отделу.
5. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области шеи и плечевого пояса в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки тела могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или

1. Расслабьте руки и убедитесь, что они расположены комфортно. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа области рук.
2. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начинайте массаж с кистей, далее продвигаясь вверх через локтевой сустав к плечевому.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области рук в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Используйте различные техники массажа при помощи вибромассажера. Это могут быть круговые движения, движения по направлению массажных линий. Массажеру изначально более деликатно, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Если появляются болезненные участки или узы в мышцах ног, настройте вибрацию вибромассажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. После завершения массажа снизьте скорость воздействия и остановите вибромассажер.

1. Расслабьте руки и убедитесь, что они расположены комфортно. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа области рук.
2. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начинайте массаж начиная с кистей, далее продвигаясь вверх через локтевой сустав к плечевому.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области рук в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Используйте различные техники массажа при помощи вибромассажера. Это могут быть круговые движения, движения по направлению массажных линий. Массажеру изначально более деликатно, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Если появляются болезненные участки или узы в мышцах ног, настройте вибрацию вибромассажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. После завершения массажа снизьте скорость воздействия и остановите вибромассажер.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ РУК:

1. Расслабьте руки и убедитесь, что они расположены комфортно. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа области рук.
2. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начинайте массаж начиная с кистей, далее продвигаясь вверх через локтевой сустав к плечевому.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области рук в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Используйте различные техники массажа при помощи вибромассажера. Это могут быть круговые движения, движения по направлению массажных линий. Массажеру изначально более деликатно, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Если появляются болезненные участки или узы в мышцах ног, настройте вибрацию вибромассажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. После завершения массажа снизьте скорость воздействия и остановите вибромассажер.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ЖИВОТА:

1. Для начала необходимо лечь на спину на твердой поверхности. Убедитесь, что место для массажа теплое и комфортно.
2. Важно расслабиться и дышать медленно и глубоко.
3. Включите вибромассажер и регулируйте уровень интенсивности в соответствии с потребностями и ощущениями.
4. Начните массаж с нижней части живота. Настройте вибромассажер на мягкий режим и массируйте область легкими круговыми движениями. Переместите вибромассажер вверх по животу.
5. Прикладывайте массажер к животу на 5-10 секунд, затем перейдите к другой области живота. Проработайте зону вокруг пупка, где располагается застойная жидкость.
6. Направьте вибромассажер по часовой стрелке, чтобы содействовать пищеварению.
7. Увеличьте скорость массажа, если мышцы живота позволяют это. Если чувства дискомфорта нет, можно настроить вибрацию на более интенсивную и продолжить массаж.
8. При массаже живота не применяйте сильного давления. Особо нежные участки, где расположены внутренние органы, такие как печень, кишечник и желудок, следует массировать осторожно.
9. После того, как вы закончили массаж живота, снизьте скорость воздействия вибромассажера и остановите его.
10. Останьтесь лежать несколько минут после массажа, для полного расслабления.

1. Для начала необходимо лечь на спину на твердой поверхности. Убедитесь, что место для массажа теплое и комфортно.
2. Важно расслабиться и дышать медленно и глубоко.
3. Включите вибромассажер и регулируйте уровень интенсивности в соответствии с потребностями и ощущениями.
4. Начните массаж с нижней части живота. Настройте вибромассажер на мягкий режим и массируйте область легкими круговыми движениями. Переместите вибромассажер вверх по животу.
5. Прикладывайте массажер к животу на 5-10 секунд, затем перейдите к другой области живота. Проработайте зону вокруг пупка, где располагается застойная жидкость.
6. Направьте вибромассажер по часовой стрелке, чтобы содействовать пищеварению.
7. Увеличьте скорость массажа, если мышцы живота позволяют это. Если чувства дискомфорта нет, можно настроить вибрацию на более интенсивную и продолжить массаж.
8. При массаже живота не применяйте сильного давления. Особо нежные участки, где расположены внутренние органы, такие как печень, кишечник и желудок, следует массировать осторожно.
9. После того, как вы закончили массаж живота, снизьте скорость воздействия вибромассажера и остановите его.
10. Останьтесь лежать несколько минут после массажа, для полного расслабления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ЖИВОТА:

1. Для начала необходимо лечь на спину на твердой поверхности. Убедитесь, что место для массажа теплое и комфортно.
2. Важно расслабиться и дышать медленно и глубоко.
3. Включите вибромассажер и регулируйте уровень интенсивности в соответствии с потребностями и ощущениями.
4. Начните массаж с нижней части живота. Настройте вибромассажер на мягкий режим и массируйте область легкими круговыми движениями. Переместите вибромассажер вверх по животу.
5. Прикладывайте массажер к животу на 5-10 секунд, затем перейдите к другой области живота. Проработайте зону вокруг пупка, где располагается застойная жидкость.
6. Направьте вибромассажер по часовой стрелке, чтобы содействовать пищеварению.
7. Увеличьте скорость массажа, если мышцы живота позволяют это. Если чувства дискомфорта нет, можно настроить вибрацию на более интенсивную и продолжить массаж.
8. При массаже живота не применяйте сильного давления. Особо нежные участки, где расположены внутренние органы, такие как печень, кишечник и желудок, следует массировать осторожно.
9. После того, как вы закончили массаж живота, снизьте скорость воздействия вибромассажера и остановите его.
10. Останьтесь лежать несколько минут после массажа, для полного расслабления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА:

1. Расслабьте руки и убедитесь, что они расположены комфортно. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа области рук.
2. Включите вибромассажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начинайте массаж начиная с кистей, далее продвигаясь вверх через локтевой сустав к плечевому.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области шеи и плечевого пояса в зависимости от потребностей и ощущений. Некоторые участки тела могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или

03

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОВ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на кнопку включения массажер не включается	- Отсутствует заряд аккумулятора. - Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	- Проверьте уровень заряда массажера, при необходимости зарядите. - Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.
Появление раздражения (покраснения) на коже	- Процедура продолжается слишком долго. - Неправильно подобранная насадка или интенсивность массажа (особенно при чувствительном типе кожи).	- Прервите сеанс и дайте коже отдохнуть. - Смените насадку на другую или измените уровень интенсивности массажа.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии:
 1. Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
 2. Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:
 1. При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
 2. В случае ремонта или модификации прибора самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
 3. В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.
 4. В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;

04