



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
PLANTA MN-1500



www.planta.ru.com

 **#planta_beauty**

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Многофункциональная массажная накидка PLANTA MN-1500 обеспечивает разминающий массаж шеи, плеч, спины, поясницы и бедер. Плавные движения двенадцати массажных роликов с инфракрасным подогревом эффективно снимают усталость мышц. Массажная накидка поможет Вам избавиться от стресса и расслабиться после тяжелого дня. Тихая работа механизмов массажной накидки не нарушит Ваш комфорт.

При помощи удобного пульта управления Вы можете выбрать зону массажа или запустить одну из 3 автоматических программ, а также включить инфракрасный подогрев и вибромассаж бедер. Настройка скорости вибрации позволяет подобрать оптимальную для Вас интенсивность массажа. Запустив массаж шеи, Вы можете менять направления вращения роликов и регулировать их положение.

В комплекте с массажной накидкой поставляются 2 адаптера для питания от стандартной розетки и от прикуривателя в автомобиле. Благодаря таймеру на 15 минут, устройство само отключится по прошествии оптимального времени массажа.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции!

- Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт:
www.planta.ru.com
- Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей массажной накидки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали массажной накидки находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности не используйте массажную накидку.
- Ремонт массажной накидки могут проводить только квалифицированные специалисты. Не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Никогда не используйте массажную накидку в непосредственной близости от источников тепла.

- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали массажную накидку в качестве игрушки. 
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на кнопки пульта управления.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф.

Меры предосторожности при использовании массажной накидки:

- Не оставляйте работающую массажную накидку под подушками, одеялами и т.п.
- Не используйте массажную накидку во время сна.
- Избегайте ситуаций, при которых Вы можете заснуть во время использования массажной накидки.
- Используйте массажную накидку только в сухих помещениях.
- Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений. 
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.



Не рекомендуется проводить процедуру дольше 15 минут!

Противопоказания:

Перед использованием массажной накидки необходимо проконсультироваться с врачом в случае:

- беременности,
- использования кардиостимулятора или других электромедицинских устройств,
- наличия искусственных частей ног или имплантов,
- наличия одного из заболеваний:

- грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др. прохождения реабилитации после операции.

Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.

Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!



Внимание: Массажная накидка не является медицинским прибором и предназначена для проведения профилактических процедур. Если Вы находитесь под наблюдением врача, перед использованием массажной накидки, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ





Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm$ 5-10%.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Включение массажной накидки:

- Разложите массажную накидку и поместите ее на сиденье. Вы можете разместить накидку на диване или в кресле, на офисном стуле или на сидении автомобиля.



- По возможности закрепите массажную накидку на сиденье, используя специальное крепление на обратной стороне накидки.
- Подключите массажную накидку к питанию через адаптер, идущий в комплекте.



При использовании в автомобиле, подключайте массажную накидку к прикуривателю автомобиля только после того, как заведете двигатель, чтобы не повредить электрику автомобиля, так как для использования функции прогрева требуется значительное количество энергии.

- Сядьте на массажную накидку так, чтобы Вам было удобно.
- Включите устройство, нажав на кнопку . Если массажные ролики находились не на исходных позициях, то они начнут перемещаться.

Использование массажной накидки:

- Для массажа отдельной зоны нажмите соответствующую кнопку ,  или . В верхней части пульта загорится соответствующий индикатор, и массажные ролики начнут двигаться по определенным траекториям.
- Если Вы хотите зафиксировать ролики в определенном положении, нажмите кнопку , когда ролики будут находиться в нужном месте. Продолжая вращаться, ролики не будут перемещаться вверх или вниз до тех пор, пока Вы снова не нажмете кнопку .

- Для запуска одной из 3 автоматических программ массажа нажмите на кнопку . В верхней части пульта загорится индикатор номера автоматической программы – I, II или III. Повторное нажатие на кнопку  запустит следующую автоматическую программу массажа. После четвертого нажатия массажная накидка выключится.

 Пока активна одна из автоматических программ массажа, кнопки настройки положения массажных роликов будут неактивны. При нажатии на кнопки  или  автоматическая программа массажа прервется и отсчет времени начнется сначала.

 Автоматическое выключение массажной накидки происходит через 15 минут. В процессе работы в верхней части пульта управления отображается индикатор оставшегося времени: 15, 10 и 5 минут. Для выключения массажной накидки нажмите кнопку . Индикатор кнопки начнет мигать, а массажные ролики будут двигаться еще некоторое время, возвращаясь в исходное положение.

Массаж шеи:

- Для активации массажа шеи нажмите кнопку 
- Вы можете перемещать массажные ролики вниз и вверх, нажав и удерживая соответствующие кнопки  и 
- Повторное нажатие на кнопку  изменяет направление вращения массажных роликов, а после третьего нажатия вращение роликов прекратится.

Вибромассаж и прогрев:

- Для активации прогрева массажных роликов нажмите на кнопку . Массажные ролики начнут нагреваться и спустя некоторое время Вы увидите красное свечение.
- Нажав на кнопку , Вы можете запустить вибромассаж бедер. При повторном нажатии кнопку уровень интенсивности вибромассажа переключиться на средний, а при третьем нажатии включится высокий уровень интенсивности. Последующее нажатие кнопки выключит вибромассаж.



Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. При первом появлении боли или дискомфорта, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом!

УХОД ЗА МАССАЖНОЙ НАКИДКОЙ

- Перед проведением процедур по уходу обязательно отключите массажную накидку от сети.
- После использования массажной накидки дождитесь полного остывания всех ее частей.
- Для очищения массажной накидки от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания.
- Храните массажную накидку в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.



Не погружайте массажную накидку в воду и не используйте для ее очистки абразивные или агрессивные чистящие средства!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Массажная накидка не включается	Массажная накидка не подключена к сети питания	Проверьте правильность подключения массажной накидки
	В сети отсутствует напряжение	Подключите массажную накидку к заведомо исправной розетке
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Массажная накидка выключилась в процессе работы	С начала запуска массажа прошло более 15 минут	Это нормальная ситуация. Массажная накидка выключается автоматически после 15 минут
При включении подогрева, массажные ролики не нагреваются	Прошло слишком мало времени с момента включения подогрева	Подождите некоторое время, пока массажные ролики нагреются
Массажная накидка работает неправильно	Устройство некоторое время находилось при низкой температуре	Оставьте массажную накидку при комнатной температуре на 2 ч, затем включите снова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **MN-1500**

Напряжение: **12 В**

Мощность: **48 Вт**

Размеры: **44 х 38 х 92 см**

Количество автоматических программ: **3**

Количество уровней интенсивности вибрации: **3**

Автоотключение: через **15 минут**

