



# МАССАЖЕР ZET-742

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение

4 батареи типа АА

Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.  
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить  
ее для дальнейшего использования.

### ОПИСАНИЕ:

Массажная подушка поможет вам забыть про дискомфорт и наслаждаться возможностями грядущего дня.

Дома, в офисе, автомобиле или поезде – вы почувствует приятное расслабление, и сможете отдохнуть с комфортом. Благодаря особой форме, модель плотно прилегает к шее, в результате чего происходит расслабление мышц и устранение всевозможных зажимов. Она поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови.

Подушка создана из тактильно приятного материала. Он отличается особой мягкостью и слегка пушистой текстурой, а потому создает особую атмосферу для релаксации.

### ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах и ревматизма, спазмов плечей
- Для восстановления циркуляции крови.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

**Для эксплуатации необходимо вставить четыре батареи типа АА в специальный слот.**

1. Установите массажер вокруг шеи, плеч, ног, рук или талии.
2. Закрепите массажер через петлю для надежной фиксации.
3. Нажмите «I O I» на I (низкая скорость) или II (высокая скорость).
4. Когда вы закончите свой массаж, нажмите кнопку «O» (выкл.).

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_