

Гарантия

- Гарантия на данное изделие действует в течение одного года с момента покупки.
- Любые производственные дефекты в течение этого срока будут устранены или произведена замена.
- При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с местным агентом по продажам или по месту покупки, чтобы обсудить потребности в техническом обслуживании.
- Данная гарантия не распространяется на любые повреждения или неисправности, возникшие в результате ненадлежащего обращения с устройством со стороны пользователя или несоблюдения предоставленных инструкций.

Технические характеристики продукта

Наименование товара	Массажное кресло
Номинальное напряжение	ПЕРЕМЕННЫЙ ток 220В-50 Гц
Номинальная мощность	90 Вт
Номинальная частота	50 Гц

Массажное кресло

Инструкция по эксплуатации

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку массажного кресла Ultimate Health. Перед началом эксплуатации нового кресла внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Обратите внимание на важные предупреждения о безопасности и сохраните это руководство для использования в будущем.

Диагностика

Если кресло перестает работать, не может нормально функционировать или издает необычные звуки:

- Отключите питание от сети.
- Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и не повреждены.
- В случае повреждения шнуров питания или соединений не пытайтесь перезапустить устройство. Перед повторным использованием убедитесь, что повреждения устранены квалифицированным специалистом.
- Если все соединения в порядке, подключите питание и перезапустите устройство. (рекомендуется подождать 20-30 минут, чтобы устройство полностью остыло)
- Если проблема не устраняется, обратитесь к своему местному агенту или по месту покупки, чтобы договориться об обслуживании квалифицированным специалистом.

Техническое обслуживание и чистка

- Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено и шнур питания выдернут из розетки.
- Некоторые подушки и подушки безопасности кресел застегиваются на молнию и могут быть сняты для чистки и установки на место. Пожалуйста, соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить их во время этого процесса.
- Протрите подушки из искусственной кожи или другие поверхности кресла влажной тканью. При необходимости используйте нейтральные чистящие средства в очень низкой концентрации.
- Для дополнительного ухода за кожей используйте средства по уходу за кожей.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте агрессивные чистящие средства.
- Прежде чем брать в руки шнуры питания, пульт дистанционного управления или подключать устройство к электросети, убедитесь, что руки сухие.



Хранение

- Всегда обращайтесь с устройством осторожно, чтобы не повредить его, и следуйте инструкциям, приведенным при перемещении кресла.
- Избегайте попадания влаги, прямых солнечных лучей или высоких температур.
- При длительном хранении используйте пылезащитный чехол, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь устройства.

-1-

-6-

Клавиши дистанционного управления (продолжение)

- Кнопка обогрева:**
Ее можно выбрать для включения/ выключения функции обогрева поясницы во время работы массажного кресла.
- Кнопка подушки безопасности:**
Ее можно выбрать для включения / выключения массажа подушек безопасности всего тела в ручном режиме.
- Кнопка ягодиц:**
Ее можно выбрать для включения/ выключения массажа подушек безопасности ягодиц в ручном режиме.
- Кнопка подлокотника:**
Ее можно выбрать для включения/ выключения массажа подушек безопасности подлокотников в ручном режиме.
- Кнопка для икр:**
Ее можно выбрать для включения / выключения массажа подушек безопасности в ручном режиме.
- Кнопка вибрации:**
Ее можно выбрать для включения/ выключения функции вибрации в ручном режиме.
- Кнопка регулировки подушки безопасности:**
Ее можно выбрать для включения/ выключения регулировки подушки безопасности в ручном режиме.
- Кнопка регулировки задней панели:**
При длительном нажатии на эту кнопку можно выбрать регулируемый подъем или опускание массажного кресла.

- Музыка по Bluetooth:**
Для подключения к массажному креслу можно использовать мобильный телефон по Bluetooth, затем, используя музыкальный проигрыватель, используйте массажное кресло для воспроизведения музыки Bluetooth.

-5-

Меры предосторожности

- Используйте устройство только в соответствии с номинальным напряжением.
- При работе с кабелем питания следите за тем, чтобы руки были сухими.
- Не используйте кресло, если шнур питания намочен или поврежден.
- В случае повреждения шнура питания, пожалуйста, обратитесь за ремонтом или заменой к квалифицированному специалисту.
- В случае перебоев в подаче электроэнергии выньте шнур и отключите питание.
- Перед использованием убедитесь, что вы правильно расположились в кресле. Во время работы кресла не просовывайте пальцы или другие части тела в зазоры.
- Во время работы кресла необходимо постоянно присматривать за детьми.
- Следите за тем, чтобы под массажным устройством для ног ничего не было, когда оно опускается. Внимательно следите за детьми и домашними животными.
- Во избежание несчастных случаев не садитесь на подставку для ног во время работы кресла.
- Не используйте кресло, если внешнее полиуретановое покрытие порвано или повреждено.

Ограничения в использовании

- Пожалуйста, избегайте использования массажного кресла или проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если:
- вы страдаете остеопорозом, заболеваниями костей или любой другой формой слабости костей.
 - вы страдаете от каких-либо травм позвоночника или серьезных болей в спине.
 - вы недавно перенесли перелом кости или другую серьезную травму.
 - вы страдаете от высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, церебрального атеросклероза или церебрального тромбоза.
 - в настоящее время вы проходите лечение по поводу каких-либо послеоперационных осложнений или серьезных проблем со здоровьем.
 - у вас есть кардиостимулятор или другое имплантируемое медицинское устройство.
 - вы беременны или недавно родили.
 - у вас повышенная температура тела.
 - вы страдаете от сильного раздражения кожи.

-2-

Руководство по дистанционному управлению



-3-

Клавиши дистанционного управления

- Кнопка питания:** включение / выключение / затемнение / длительное нажатие для выключения. Кнопка питания: при подключении питания на массажном кресле появляется сообщение о том, что время работы составляет 15 минут. Регулировка: время массажа в массажном кресле можно увеличить с 5 до 30 минут. Длительное нажатие для выключения; длительное нажатие этой кнопки позволяет выключить массажное кресло при черном экране.
- Кнопка смены режима:** ручной / автоматический.
Автоматический режим включается по умолчанию при запуске массажа. При нажатии кнопки mode можно настроить указанные ниже функциональные кнопки.
- Кнопка разминания:** в ручном режиме. При нажатии этой кнопки можно включить/ выключить разминающий массаж.
- Кнопка разминания:**
В ручном режиме. При нажатии на эту кнопку можно выбрать включение/ выключение разминающего массажа.
- Кнопка массажа талии:**
В ручном режиме: можно выбрать включение/выключение массажа части талии.
- Кнопка массажа талии:**
В ручном режиме: можно выбрать включение/выключение массажа части талии.
- Кнопка интенсивности:** В ручном режиме. Можно выбрать режим регулировки интенсивности, нажимая кнопки вверх и вниз.
- Массаж ног:**
В ручном режиме: нажмите эту клавишу, чтобы включить / выключить массаж ног.

-4-