

### Foot Massager With Heat and Rolling Massage

Model: MGF-839A

#### Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Foot Massager With Heat and Rolling Massage. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

#### Included

- 1 x Foot massager
- 1 x User manual
- 1 x Adapter

#### Product Specifications

Name	Naipo Foot Massager With Heat and Rolling Massage
Model	MGF-839A
Voltage	100V-240V 50Hz/60Hz
Power consumption	65W
Timer	15 minutes

#### Important Safeguards


- Please avoid the direct contact of your skin with the product.
- The product is equipped with heating devices, so be aware of this if users are people insensitive to heat.
- Please do not use the product in an environment where there is a high percentage of gasoline, diluent, alcohol, or other corrosive detergents like bleach to avoid color changing, deformation, cracks, or malfunction.
- Please do not sit on the product or place heavy objects on it.
- Please do not expose the product to direct sunlight.
- People listed below should not use the product:  
Pregnant women;  
People who suffer from heart diseases or other health problems.  
It is recommended not to use the product for more than 15 minutes at a time. Overly long use of a time might cause muscle pain or nerve pain.  
Children are not allowed to use the product without supervision from adults.  
Before or when using the product, please do not apply medical/cosmetic cream or emulsion on the product.
- Please do not use the product if there is damage on foot sleeves or the power cable.
- Please do not use the product if there enters inside it an accident.
- Please stop using the product if abnormal or severe pain occurs.

#### Product Diagram

- 1. Zipper
- 2. Control panel
- 3. Lower shell
- 4. Detachable foot sleeves (detaching; unzip to detach foot sleeves / installing; attach the hook and loop fastener and then zip up)
- 5. Upper shell




### User Manual



### Foot Massager With Heat and Rolling Massage

Model: MGF-839A

#### Control Panel



Power: When the product is under the standby mode, the red light flickers; Press the button to turn on the product with functions like automatic massage program, heating function, and tapping massage being activated (green light); Press the button again to stop all functions.

System: When the product is working, press this button to shift among 3 automatic massage programs (with green light, blue light, and red light interchanging for each program).

Mode: Under automatic massage program, press this button to control tapping massage, rolling massage, and air compression.

When the product is turned on, tapping massage, air compression, and rolling massage will be activated (green light); Press the button to stop tapping massage while air compression and rolling massage remain (blue light); Press this button again to stop rolling massage while air compression and tapping massage remain (red light); Press the button for the third time stop rolling massage and tapping massage while air compression remains (light: off).

Intensity: Press the button to adjust among 3 intensity levels (low: green light / medium: blue light; high: red light); When the product is turned on, low intensity level would be activated by default.  
Note: Long press the "Mode" button to activate tapping massage alone; Press the "Intensity" button to adjust tapping massage speed among 3 levels; Press the "Mode" button to choose among 3 tapping massage modes.  
If tapping massage is not activated alone, press the "Intensity" button to adjust air compression among 3 intensity levels.

#### Product Maintenance

- Please disconnect the product from the power supply before cleaning.
- Please clean only with soft and mildly damp sponge.
- Please do not clean with any corrosive detergent (like benzene and diluent).

Contents	
English	01-03
Deutsch	04-06
Français	07-09
Español	10-12
Italiano	13-15

#### Questions & Answers

Problem	Solution
The power cable is in good condition without any damage.	Please check whether the power cable is in good condition without any damage.
The product fails to work after the power supply.	Please check whether the plug is connected properly. After working for long, the temperature of the product and the motor might get overly high, and the product will automatically shift to protection state; Please disconnect the product from the power supply and do not use for 30-50 minutes until it cools down.
The product stops working during the use.	If the timer has been activated and time is up, please restart the product. Disconnect the product from the power supply, reconnect it to the power supply, and then restart the product.

#### Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling firms, we recommend you contact them for warranty issues.

**Einleitung**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Naipo Fußmassagegerät mit Wärmefunktion und Rollierender Massagefunktion. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon Bestellnummer an unseren Support-Team.

**Lieferumfang**

- 1 x Fußmassagegerät
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Adapter

**Spezifikationen**

Produktname	Naipo Fußmassagegerät mit Wärmefunktion und rollierender Massagefunktion
Modellnummer	MGF-839A
Spannung	100V-240V 50Hz/60Hz
Leistung	65W
Automatische Zeitmessung	15 Minuten

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Berühren Sie dieses Produkt nicht direkt mit Ihrer Haut.
- Dieses Produkt hat ein Heizelement, bitte beachten Sie, wenn Sie unempfindlich gegen Hitze sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur, weil dies zu einem Versagen des Produkts führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit stark korrosiven Komponenten wie Benzin, Verdünner, Alkohol oder Bleichmittel, um Verfärbungen, Verformungen, Risse oder Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.
- Setzen Sie sich oder schweren Gegenstände nicht auf das Produkt.
- Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht direkt in der Sonne aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Herzinfarkt, Schwangerschaft oder ein anderes Gesundheitsproblem haben.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nicht länger als 15 Minuten zu verwenden, da es bei längerer Anwendung zu Muskel- und Nervenbeschwerden führen kann.
- Kinder, die nicht von Erwachsenen beaufsichtigt sind, dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Tragen Sie vor oder während der Verwendung dieses Produkts keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Lotions auf das Produkt oder Ihre Füße auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Stoffbezüge und das Netzkabel abgernutzt sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Wasser in das Produkt eindringt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Abnormale oder starke Schmerzen auftreten.

**Aussehen und Struktur**

- 1. Reißverschluss
- 2. Bedienungsgebiet
- 3. Untersohle
- 4. Abnehmbare Stoffbezüge Abziehungslehre: Machen Sie den Reißverschluss auf, nehmen Sie den Stoffbezug ab, Anziehungslehre: Kleben Sie den tiefen Klettverschluss auf, machen Sie den Reißverschluss zu.
- 5. Oberflächenabdeckung

**Bedienungsfeld**

Power: Um den Netzschalter des Produkts zu kontrollieren, Das rote Licht blinkt im Standby-Modus. Drücken Sie diese Taste, dann leuchtet das grüne Licht, um das automatische Massageprogramm (Masse, Rollen und Rollen) zu aktivieren.  
Modus: Drücken Sie dieses zweite rote Licht leuchtet, dann wird Vibration geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.  
Drücken Sie zweites blaues rote Licht leuchtet, dann wird Rollen geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.  
Drücken Sie driften, das Licht geht aus, dann werden Rollen und Vibration geschlossen, und Luftdruck bleibt, dann wird es zyklisch wie oben.

System: Nach dem Einschalten des Netzschalters kontrollieren Sie das automatische Massage-Programm, es gibt drei Arten von Massage-Programmen für Ihnen auszuwählen. Durch die Steuerung der Taste wird grünes Licht, blaues Licht oder rotes Licht gewechselt, dann können Sie die Triple-Erfahrungen von diesem Massage genießen.

Modus: Im automatische Massage-Programm-Laufzustand steuern Sie die Massagefunktionen wie Vibration, Rollen und Luftdruck.  
Wenn es eingeschaltet ist, leuchtet das grüne Licht, dann werden die Massagefunktionen wie Vibration, Luftdruck und Rollen gestartet.  
Drücken Sie erstens, das blaue Licht leuchtet, dann wird Vibration geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.  
Drücken Sie zweitens, das rote Licht leuchtet, dann wird Rollen geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.  
Drücken Sie driften, das Licht geht aus, dann werden Rollen und Vibration geschlossen, und Luftdruck bleibt, dann wird es zyklisch wie oben.

Intensity: Dreistufige Intensitätseinstellung. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist es in der niedrigen Stufe, das blaue Licht ist im mittleren Stufe, das rote Licht ist in der hohen Stufe, dann ist es zyklisch wie oben. Der Standardwert für das Einschalten ist niedrig.  
Hinweis: Nach dem Einschalten des Netzschalters öffnen Sie die Wärmung-Taste, dann leuchtet das rote Licht. Es erlischt beim Schließen.  
Hinweis: Nach dem Einschalten des Netzschalters drücken Sie lange die Heizung-Taste für drei Sekunden, um die Heizung-Funktion zu öffnen.

**Produktwartung**

- Reinigen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur weiche und feuchte Schwämme, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmitel (wie Benzol oder Verdünnung), um das Produkt zu reinigen.

Probleme	Maßnahmen
	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts intakt ist.
Nach dem Anschließen der Stromversorgung funktioniert das Produkt nicht.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt oder eingeschaltet ist. Nach einer langen Zeit der Arbeit ist die Temperatur des Produkts und des Motors zu hoch, deshalb wird das Gerät automatisch in einem geschützten Zustand sein. Bitte schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es für 30-50 Minuten an, damit das Produkt abkühlen kann.
Im Gebrauch funktioniert das Produkt nicht.	Nach dem Start der automatischen Stromversorgung, wenn die geplante Zeit erreicht ist, drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang fortzusetzen. Schalten Sie das Gerät aus und dann starten Sie das Gerät erneut.

**Garantie und Kundendienst**

In Bezug auf Fragen, Unterstützung, Support oder Garantiesprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Web: www.naipocare.com  
E-Mail: support@naipocare.com  
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Raum 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden mit Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service- oder Garanteprobleme direkt an die andere Verkäufer.

**Introduction**

Merci d'avoir acheté Naipo Dispositif de massage des pieds avec chauffage et au roulement. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurisé à titre de référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

**Inclus**

- 1 x Dispositif de massage des pieds
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Adaptateur

**Paramètres de spécification**

Nom du produit	Naipo Dispositif de massage des pieds avec chauffage et au roulement
Modèles	MGF-839A
Tension	100V-240V 50Hz/60Hz
Puissance	65W
Synchronisation automatique	15 minutes

**Conseils importants**

- Ne permettez pas au produit de contacter directement avec votre peau, s'il vous plaît.
- Ce produit a un corps de génération de chaleur, ce qui n'est pas sensible à la chaleur doit faire attention.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans l'environnement humide ou de plus de poussière et à haute température, ce qui pourrait causer le défaut de produit.
- Ne l'utilisez pas dans l'environnement de l'essence, du diluant, de l'alcool ou de l'agent de blanchiment, etc. et d'autres agents de gravure de composant élevé, afin de ne pas provoquer la décoloration, la déformation, les fissures et la détérioration de produits.
- Veuillez ne pas taper sur le produit ou mettre des choses de poids lourds, s'il vous plaît.
- N'exposez pas ce produit à la place de la lumière directe du soleil, si vous plaît.
- Si vous rencontrez des cas problématiques, veuillez ne pas utiliser ce produit: crise cardiaque, enceinte, ou d'autres problèmes de santé.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit plus de 15 minutes chaque fois, car la longue durée peut provoquer des douleurs dans les muscles et les nerfs.
- Il est interdit aux enfants sans surveillance des adultes d'utiliser ce produit.
- Avant ou lors de l'utilisation de ce produit, ne mettez pas la crème ou l'émulsion médicale ou cosmétique sur le produit ou vos pieds.
- Si y a des usures sur le manchon en tissu des pieds et la ligne d'alimentation, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- Si le produit est infiltéré de l'eau, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- En cas de défaut anormal ou de danger, arrêtez d'utiliser ce produit.

**L'aspect de la structure**

- 1. La fermeture à glissière
- 2. Le panneau de commande
- 3. La coque inférieure
- 4. Le manchon de tissu amovible Procédé de démontage: ouvrir la fermeture à glissière, retirer le manchon de tissu Procédé de l'installation: coller bien la colle de la magie au fond, tirer la fermeture à glissière
- 5. Le couvercle de surface

**Control Panel**

Power: commander la commutation d'alimentation de puissance de produits, lors du temps d'attente, la lumière rouge scintille, si vous appuyez une fois, la luz verte enclenche para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

System: après l'ouverture de bouton de commutation, commandez le programme de massage automatique, la lumière rouge scintille, si vous appuyez une fois, la luz verde enclenche para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

Bouton de Mode: contrôlez la fonction de massage de secouement, de rouleaux, de réglage de la pression d'air et de rouleaux est ouverte simultanément. Pressez la première fois, la lumière bleue s'allume, le produit ferme la fonction de secouement, et réserve la fonction de massage de rouleaux et de la pression de l'air. Pressez la seconde fois, la lumière rouge s'allume, le produit ferme la fonction de rouleaux et préserve la fonction de secouement et de pression de l'air. Pressez la troisième fois, la lumière est éteinte, le produit ferme la fonction de rouleaux et de secouement et réserve la fonction de massage de pression de l'air, de manière séquentielle et cyclique.

Intensity: avec le réglage d'intensité de trois engrenages, la lumière verte est le basse paraodo cuando está en modo de espera. Presione una vez, la luz verde enclenche para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

Modo/(Modo): en el estado de ejecución del programa de masaje automático, controla las funciones de masaje de agitación, rodillo y ajuste de presión. Cuando está activado, la luz verde se enciende, al mismo tiempo, se activan las funciones de masaje de agitación, presión y rodillo. Presión por primera vez, se enciende la luz azul y se desactiva la función de agitación pero se conservan las funciones de masaje de rodillo y presión. Presión por tercera vez, la luz se apaga y se desactivan las funciones de rodillo y agitación pero se conserva el masaje de presión, todo esto se ciclo.

Intensity(Intensidad): ajuste de intensidad de tres niveles, la luz verde indica nivel bajo, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se ciclo, el valor predeterminado de encendido es de nivel bajo. Nota: Mantenga presionado Modo para entrar en la función de agitación sola, presione Intensity para ajustar los tres niveles de velocidad de masaje de agitación, presione Modo para experimentar tres modos de agitación. Cuando está activado el modo no solo, presione Intensity para ajustar los tres niveles de presión. Nota: (Calentamiento): Cuando está encendido la llave, si la función de calentamiento está activada, la luz roja se enciende, si está desactivada, la luz se apaga. Nota: Después del encendido de la llave, se puede activar sólo la función de calentamiento con matener presionado por tres segundos el botón de calentamiento.

Heat: après l'ouverture de bouton de commutateur, lors de l'ouverture de bouton de température légère, la lumière rouge s'allume, puis de la fermeture la lumière est fermée. Commentaires: après l'ouverture de bouton de commutateur, pressez longtemps le bouton de chauffage de trois secondes peut ouvrir indépendamment la fonction de chauffage.

**L'entretien de produit**

- Avant nettoyage, déconnectez la connection de produit et de l'alimentation, s'il vous plaît.
- Utilisez seulement le produit de nettoyage d'éponge souple et légèrement humide.
- Évitez d'utiliser tous les produits de nettoyage de l'agent de nettoyage de corrosion (tels que le benzène ou le diluant).

**Les problèmes et les mesures**

Les problèmes	Les mesures de traitement
Après la connexion de source d'alimentation, le produit ne fonctionne pas	Inspectez si la ligne d'alimentation d e la machine est normale. Inspectez si la fiche d'alimentation électrique est insérée correctement ou elle a été électricité. Après de longues heures de travail, la température du produit et du moteur est élevée, la machine sera automatiquement à l'état de protection, veuillez éteindre l'alimentation électrique et l suspendre à 30 - 50 minutes pour laisser refroidir le produit.
Le produit arrête de travailler en cours d'utilisation	Après le démarrage de temporisation automatique, s'il y a pas du temps, pressez à nouveau le bouton pour le fonctionnement, s'il vous plaît. Coupez l'alimentation électrique et démarrez encore pour ouvrir la machine

**Garantie et Assistance Cliente**

Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, veuillez nous contacter par e-mail ou à l'adresse ci-dessous.

Web: www.naipocare.com  
E-Mail: support@naipocare.com  
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats ont été effectués auprès d'autres vendeurs, nous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

**Introducción**

Gracias por comprar el Naipo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

**Incluido**

- 1 x Masajeador de pies
- 1 x Manual
- 1 x Adaptador

**Especificaciones y parámetros**

Nombre del producto	Naipo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos
Modelo	MGF-839A
Voltaje	100V-240V 50Hz/60Hz
Potencia	65W
Sincronización automática	15 minutos

**Precauciones**

- No deje de que este producto se toque directamente con su piel.
- Este producto tiene un elemento de calentamiento. Presten atención a aquellos los que sean insensibles al calor, si se ha ocaído en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.
- No lo utilice en un ambiente húmedo o polvoriento o de alta temperatura. De lo contrario, podría fallar el producto.
- No lo utilice en un ambiente con componentes altamente corrosivos como gasolina, diluyente, alcohol o lejía, para evitar decoloración, deformación, grietas o mal funcionamiento del producto.
- No se siente en el producto ni ponga objetos pesados o cualquier otro problema de salud.
- Se recomienda no utilizar este producto más de 15 minutos a la vez. El uso prolongado puede causar dolor muscular y nervioso.
- Se prohíbe el uso del producto de los niños no supervisados por adultos.
- No aplique cremas o lociones médicas o cosméticas al producto o sus pies antes o durante el uso de este producto.
- No lo utilice si la cubierta de tela de pies y el cable de alimentación están desgastados.
- No lo utilice si el agua penetra en el producto.
- Si ocurre una anomalía o dolor severo, deje de utilizar el producto.

**Apertura y estructura**

- 1. Cremallera
- 2. Panel de control
- 3. Cáscara inferior
- 4. Cubierta de tela extraíble Método de extracción: abra la cremallera, retire la cubierta de tela Método de instalación: pegue el velo de la profunda, cierre la cremallera
- 5. Cáscara superior

**Panel de control**

Power(Angiar): Controla el interruptor de alimentación del producto. La luz roja parpadea cuando está en modo de espera. Presione una vez, la luz verde enclenche para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

System(Sistema): El encendido de la llave controla el programa de masaje automático del producto, selección de tres tipos de programa de masaje se realiza a través del control de cambio de luz verde, luz azul y luz roja para disfrutar de la experiencia triple de masaje automática.

Modo/(Modo): en el estado de ejecución del programa de masaje automático, controla las funciones de masaje de agitación, rodillo y ajuste de presión. Cuando está activado, la luz verde se enciende, al mismo tiempo, se activan las funciones de masaje de agitación, presión y rodillo. Presión por primera vez, se enciende la luz azul y se desactiva la función de agitación pero se conservan las funciones de masaje de rodillo y presión. Presión por tercera vez, la luz se apaga y se desactivan las funciones de rodillo y agitación pero se conserva el masaje de presión, todo esto se ciclo.

Intensity(Intensidad): ajuste de intensidad de tres niveles, la luz verde indica nivel bajo, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se ciclo, el valor predeterminado de encendido es de nivel bajo. Nota: Mantenga presionado Modo para entrar en la función de agitación sola, presione Intensity para ajustar los tres niveles de velocidad de masaje de agitación, presione Modo para experimentar tres modos de agitación. Cuando está activado el modo no solo, presione Intensity para ajustar los tres niveles de presión. Nota: (Calentamiento): Cuando está encendido la llave, si la función de calentamiento está activada, la luz roja se enciende, si está desactivada, la luz se apaga. Nota: Después del encendido de la llave, se puede activar sólo la función de calentamiento con matener presionado por tres segundos el botón de calentamiento.

**Mantenimiento del producto**

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Utilice sólo esponjas suaves y un poco húmedas para limpiar el producto.
- Evite utilizar agentes de limpieza corrosivos (como benzeno o diluyente) para limpiar el producto.

**Problemas y soluciones**

Problemas	Soluciones
El producto no funciona después de ser conectado con la fuente de alimentación	Verifique si el cable de alimentación del producto está intacto. Verifique si el enchufe está enchufado o si hay electricidad. Después de un largo período de trabajo, la temperatura del producto y el motor es demasiado alta, la máquina se entrará automáticamente en estado de protección. Apague el producto y espere entre 30 y 50 minutos para permitir que el producto se enfríe.
El producto deja de funcionar durante el uso	Después de la activación de sincronización automática, si el tiempo se acaba, presione el botón nuevamente para operar. Apague la fuente de alimentación, enciéndala de nuevo para activar el producto.

**Garantía y servicio de atención al cliente**

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamos de garantía, contáctenos a través del correo electrónico o la dirección a continuación.

Web: www.naipocare.com  
E-Mail: support@naipocare.com  
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Nota: Los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio postventa. Si los compras se realizaron desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

**Introduzione**

Grazie per aver acquistato il Naipo Massaggiatore per Piedi Naipo con funzione riscaldante e a Rullo. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d'ordine Amazon.

**Inclusi**

- 1 x Massaggiatore per piedi
- 1 x Istruzioni per l'uso
- 1 x Adattatore

**Schema Tecnica**

Nome del Prodotto	Naipo Massaggiatore per Piedi Naipo con funzione riscaldante e a Rullo
Modello	MGF-839A
Tensione di Rete	100V-240V 50Hz/60Hz
Potenza	65W
Durata Preimpostata	15 minuti

**Precauzioni**

- Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle.
- Questo prodotto ha un elemento riscaldante, si preghi a coloro insensibile al calore a prestare attenzione.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o polverosi o di alta temperatura, in caso contrario si potrebbe verificare un guasto del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti contenenti il liquido elevato di agenti corrosivi come benzina, diluente, alcool o candeggina, per evitare scolorimenti, deformazioni, incrinature o guasti del prodotto.
- Non sedersi sul prodotto o posizionare oggetti pesanti sul prodotto, si è la ragione.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.
- Non utilizzare questo prodotto se si trova in seguenti condizioni: attacco cardiaco, gravidanza o qualsiasi anomalia di salute.
- Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto per più di 15 minuti alla volta. L'uso prolungato può causare dolore ai muscoli e ai nervi.
- Vietato l'uso di questo prodotto ai bambini non sorvegliati dai adulti.
- Non applicare creme o lozioni mediche o cosmetiche sul prodotto o ai piedi prima o durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se il rivestimento in tessuto e il cavo di alimentazione sono rovinati o consumati.
- Non utilizzare il prodotto se si trova l'acqua penetrato nel prodotto.
- In caso di condizioni anormali o dolori gravi, interrompere l'uso del prodotto.

**Struttura del Prodotto**

- 1. Cerniera
- 2. Pannello di controllo
- 3. Guscio inferiore
- 4. Copertura in tessuto rimovibile Per togliere: Aprire la Cerniera e rimuovere Per metterlo: Allacciare il velo in fondo e chiudere la cerniera
- 5. Guscio superiore

**Pannello di Controllo**

Power(Potenza): Controlla l'interruttore di alimentazione del prodotto. La luz roja parpadea cuando está en modo de espera. Presione una vez, la luz verde enclenche para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otros tratamientos de masaje. Presione el pulsante una vez para desactivar todos los tratamientos.

System(Sistema): El encendido de la llave controla el programa de masaje automático del producto, selección de tres tipos de programa de masaje se realiza a través del control de cambio de luz verde, luz azul y luz roja para disfrutar de la experiencia triple de masaje automática.

Modo/(Modo): en el estado de ejecución del programa de masaje automático, controla las funciones de masaje de agitación, rodillo y ajuste de presión. Cuando está activado, la luz verde se enciende, al mismo tiempo, se activan las funciones de masaje de agitación, presión y rodillo. Presión por primera vez, se enciende la luz azul y se desactiva la función de agitación pero se conservan las funciones de masaje de rodillo y presión. Presión por tercera vez, la luz se apaga y se desactivan las funciones de rodillo y agitación pero se conserva el masaje de presión, todo esto se ciclo.

Intensity(Intensidad): ajuste de intensidad de tres niveles, la luz verde indica nivel bajo, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se ciclo, el valor predeterminado de encendido es de nivel bajo. Nota: Mantenga presionado Modo para entrar en la función de agitación sola, presione Intensity para ajustar los tres niveles de velocidad de masaje de agitación, presione Modo para experimentar tres modos de agitación. Cuando está activado el modo no solo, presione Intensity para ajustar los tres niveles de presión. Nota: (Calentamiento): Cuando está encendido la llave, si la función de calentamiento está activada, la luz roja se enciende, si está desactivada, la luz se apaga. Nota: Después del encendido de la llave, se puede activar sólo la función de calentamiento con matener presionado por tres segundos el botón de calentamiento.

**Manutenzione**

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo.
- Utilizzare solo spugne morbide e umide per pulire il prodotto.
- Per pulire il prodotto, evitare l'uso di detersivi aggressivi (come benzene o diluente).

**Problemi e Soluzioni**

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona dopo essere stato collegato all'alimentazione	Verificare se il cavo di alimentazione è in buone condizioni. Verificare se la spina di alimentazione è inserita bene e c'è la corrente. Dopo un lungo periodo di uso, il prodotto e il motore subiranno automaticamente nello stato di protezione. In tale caso si prega di spegnere l'alimentazione per 30-50 minuti per far raffreddare il prodotto.
Il prodotto ha smesso di funzionare durante l'uso.	Con la durata preimpostata, quando è giunta la fine del trattamento, per continuare basta premere nuovamente i pulsanti. Spegnere l'alimentazione e accendere di nuovo il dispositivo.

**Garanzia e Supporto al Cliente**

Per qualsiasi tipo di domanda, assistenza, supporto, o richieste relative alla garanzia, si prega di contattare il nostro servizio clienti:

Site Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Indirizzo: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l'acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.