

ООО "МЕДИКАЛФОРТ "
ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
Аптечка первой помощи для оснащения
транспортных средств (автомобильная)
«MF AT-01»

Номер партии:

Объем партии:

Дата изготовления:

Годен до:

*срок годности аптечки продлевается
при замене изделий медицинского
назначения с истекшим сроком годности.*

1. Перечень изделий медицинского назначения, входящих в аптечку, соответствует Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014г № 80 и Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2015г № 135. -
2. Продукция соответствует ТУ 101419457.007-2016 «Аптечки для оказания медицинской помощи». -
3. Комплектующие зарегистрированы в Минздраве Республики Беларусь. -

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи
для оснащения транспортных средств (автомобильная)
«MF AT-01»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
Аммония раствор 10% – 1мл №10	упаковка	1
Йода спиртовой раствор 5% – 10мл или 5% – 1мл №10	флакон/ упаковка	1
Бинты нестерильные: 5м x 5см	шт	2
5м x 10см	шт	2
Бинты стерильные 5м x 10см	шт	1
Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый № 1,3,6	шт	1
Вата гигроскопическая нестерильная 50,0г	шт	1
Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	шт	1
Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2см	шт	3
4 x 10см (6 x 10см)	шт	1
Лейкопластырь катушечный 1см x 500см	шт	1
Ножницы тупоконечные длиной не менее 13см	шт	1
Пакет гипотермический охлаждающий	шт	1
Салфетка стерильная размером не менее 10 x 10см	упаковка	4

ИНСТРУКЦИЯ

MF

MEDICAL
FOR

по применению изделий медицинского назначения, входящих в аптечку для оснащения транспортных средств (автомобильная) «MF АТ-01»

1. Аммония раствор 10% (аммиак) применяется при обмороке, угаре. Кусок ваты или марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5 -1сек. -
2. Йода спиртовой раствор 5% - 10мл применяется как противомикробное, обеззараживающее средство для наружного применения, смазывая кожу вокруг раны. -
3. Бинт медицинский нестерильный 5м x 5см применяют как перевязочный материал. -
4. Бинт медицинский нестерильный 5м x 10см применяют как перевязочный материал. -
5. Бинт стерильный 5м x 10см применяют как перевязочный материал. -
6. Бинт эластичный нестерильный трубчатый № 1, 3, 6 применяют для закрепления повязок на предплечье, плече, голени, коленном суставе для взрослых, на бедре и голове детей. -
7. Вата гигроскопическая нестерильная 50,0г применяется для очистки ран и кожи, впитывания жидкостей, перевязок. -
8. Жгут кровоостанавливающий Эймарха применяется для остановки кровотечений путем наложения выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа. -
9. Лейкопластырь бактерицидный 2,5см x 7,2см применяется при повреждении кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку. -
10. Лейкопластырь бактерицидный 4см x 10см применяется при повреждении кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку. -
11. Лейкопластырь катушечный 1см x 500см применяется для закрепления повязки на ранах. -
12. Ножницы тупоконечные длиной не менее 13см для разрезания одежды, при оказании первой помощи. -
13. Пакет гипотермический охлаждающий – пакет раздавить, положить на место травмы при ушибе, гематомах, при локальных ожогах положить к стерильной повязке. -
14. Салфетки стерильные применяются при повреждении кожных покровов. -