


ДЕТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ!

Упаковочные материалы, в том числе пластиковые зажимы, пленка, скотч, ярлыки и пр., не являются частью изделия и не предназначены для игры. В целях безопасности вашего ребенка, пожалуйста, утилизируйте все элементы упаковки надлежащим способом. Руководство по эксплуатации содержит важную информацию, поэтому сохраните его для возможности обращения в будущем.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК




- 1) Откройте крышку, предварительно выкрутив винт при помощи отвертки.
- 2) Вставьте в отсек 2 батарейки типа AA на 1,5 V, соблюдая полярность.
- 3) Закройте отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.

СБОРКА



Установите предметный столик над источником света



Поверните ручку настройки для понижения платформы до минимума




Рисунок изделия в сборе

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите кнопку включения микроскопа. Возьмите слайд и расположите его на предметном столике, зафиксировав зажимами. Поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока изображение не станет четким.

