



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

МИКРОСКОП





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

МИКРОСКОП



1. Поместите исследуемый образец на предметный столик.



2. Поворачивая револьвер и меняя объективы, вы можете выбирать коэффициент увеличения.



3. Выберите источник света: поворачивая отражающее зеркало, вы настроите освещение.



4. Используйте винт фокусировки чтобы настроить чёткость.



5. Для замены батареек, откройте крышку под основанием.

6. После использования микроскопа, закройте окуляр крышкой.