



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

# МИКРОСКОП





# МИКРОСКОП



1. Поместите исследуемый образец на предметный столик.



2. Поворачивая револьвер и меняя объективы, вы можете выбирать коэффициент увеличения (100/300/600).



3. Выберите источник света: поворачивая отражающее зеркало, вы настроите освещение.



4. Используйте винт фокусировки чтобы настроить чёткость.



6. После использования микроскопа, закройте окуляр крышкой.